


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WC31-020L	NEXT用 20×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-020R	NEXT用 20×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(右)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-022L	NEXT用 22×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-022R	NEXT用 22×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(右)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-024L	NEXT用 24×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-024R	NEXT用 24×1-1/4軽量トヨタ車輪セット(右)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-020L-HB	NEXT用 20×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-020R-HB	NEXT用 20×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (右)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-022L-HB	NEXT用 22×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-022R-HB	NEXT用 22×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (右)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-024L-HB	NEXT用 24×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (左)	1本	1		クイック無
1	X-WC31-024R-HB	NEXT用 24×1-1/4軽量トヨタ車輪セットハイブリッド (右)	1本	1		クイック無
2	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1本	2		
2	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1本	2		
2	X-WC31-034	24×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1本	2		
3	---	20×1-1/4 31-7" (NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	--	-		設定無
3	---	22×1-1/4 31-7" (NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	--	-		設定無
3	---	24×1-1/4 31-7" (NEXT用ロングバルブ仕様)のみ	--	-		設定無
4	X-WC31-080	20×1-1/4 フラップ (NEXT用ハートタイプ)のみ	1本	2		
4	X-WC31-082	22×1-1/4 フラップ (NEXT用ハートタイプ)のみ	1本	2		
4	X-WC31-084	24×1-1/4 フラップ (NEXT用ハートタイプ)のみ	1本	2		
5	X-WC31-040	20×1-1/4 31-7" + フラップセット(NEXT用)	1本	2		
5	X-WC31-042	22×1-1/4 31-7" + フラップセット(NEXT用)	1本	2		
5	X-WC31-044	24×1-1/4 31-7" + フラップセット(NEXT用)	1本	2		



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
5	X-WC31-140	20×1-1/4 チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
5	X-WC31-142	22×1-1/4 チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
5	X-WC31-144	24×1-1/4 チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
6	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用)	1本	2		
6	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用)	1本	2		
6	X-WC31-054	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用)	1本	2		
6	X-WC31-150	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
6	X-WC31-152	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
6	X-WC31-154	24×1-1/4 タイヤ+チューブ+7597°バルブ(NEXT用) 虫ジ△	1本	2		
9	---	トゲナット	--	-		セトでの販売となります
12	---	リムナット	--	-		セトでの販売となります
13	X-WC31-013	スーパースポークナット(ロングバルブ用)	1個	2		
14	X-PD02-014	虫ジ△バルブナット	1個	2		
15	X-WC31-060	NEXT用 20インチバルブリム	1本	2		ホリ付は付属しません。
15	X-WC31-062	NEXT用 22インチバルブリム	1本	2		ホリ付は付属しません。
15	X-WC31-064	NEXT用 24インチバルブリム	1本	2		ホリ付は付属しません。
16	X-WC31-016	NEXT用 リム固定ナット(4本セット) 標準爪間15mm	1個	2		
16	X-WC31-071	NEXT用 リム固定ナット(4本セット) 爪間20mm	1個	2		
16	X-WC31-072	NEXT用 リム固定ナット(4本セット) 爪間25mm	1個	2		
17	X-WC31-017	車輪固定袋ナット	1個	2		平W,SW付 / 黒
18	X-WC31-018	NEXT用 水抜き穴ジヤコ(2個セット)	1個	2		