



機種により長さが異なります。  
一覧表をご参照ください。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1 本	1			接着剤必要
2	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中栓22B	1 個	2			
3	X-WC35-003L	NEXT制動用ブレーキレバー(左)	1 個	1			
	X-WC35-003R	NEXT制動用ブレーキレバー(右)	1 個	1			
4	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1 本	2			
5	X-WC01-018	NEXT用 ワイヤホルダー(2個セット)	1 個	1			2個セット
6	X-WC35-006	NEXTブレーキワイヤー NX01	1 本	2			
	X-WC35-007	NEXTブレーキワイヤー NX02	1 本	2			
	X-WC35-008	NEXTブレーキワイヤー NX03	1 本	2			
	X-WC35-009	NEXTブレーキワイヤー NX04	1 本	2			
	X-WC35-010	NEXTブレーキワイヤー NX05	1 本	2			
	X-WC35-021	NEXTブレーキワイヤー NXL01	1 本	2			
	X-WC35-022	NEXTブレーキワイヤー NXL02	1 本	2			
↑ 下表で機種・ワイヤー番号をご確認ください。							

機種名		ワイヤー番号					機種名		ワイヤー番号	
		NX01	NX02	NX03	NX04	NX05			NXL01	NXL02
NEXT-11B		●					NEXT-71B	●		
NEXT-21B			●				NEXT-81B		●	
NEXT-31B		●					NEXT-70B	●		
NEXT-41B			●				NEXT-80B		●	
NEXT-51B			●							
NEXT-61B				●						
NEXT-10B			●							
NEXT-20B				●						
NEXT-12B			●							
NEXT-22B					●					
NEXT-50B			●							
NEXT-60B				●						
NEXT-52B				●						
NEXT-62B						●				

注記 ワイヤーの刻印をご確認ください。 刻印末尾のアルファベットは製造上の記号であり、ご注文時には関係ありません(例: NX02-A)