


2020/3/11修正G


機種名/品名		<b>NEXTシリーズ キャスタ①</b>				ページ	XTC- WC37B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC37-001	NEXT用 6インチPUキャスタセット	1	個	2			
2	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1	個	2			
3	X-WC37-003	NEXT用 6インチキャスタフォーク	1	本	2			
4	X-WC37-004	NEXT用 6インチPUキャスタカラー(2個セット)	1	個	2		2個セット	
5	X-WC37-005	X- キャスタ輪固定ボルト【N】セット	1	個	4		販売終了	
6	X-WC37-006	NEXT用 6インチPUアジャスタブルキャスタセット	1	個	2			
7	X-WC37-007	NEXT用 6インチアジャスタブルキャスタフォーク	1	本	2			
8	X-WC37-008	NEXT用 6インチPUショートアジャスタブルキャスタセット	1	個	2			
9	X-WC37-009	NEXT用 6インチショートアジャスタブルキャスタフォーク	1	本	2			
10	X-WC37-010	NEXT用 6インチPUキャスタ輪セット	1	個	2			
		↑ ④、⑤が付属します。						
11	X-PC01-023	キャスタ輪用ベアリング	1	個	4		一輪に2個必要(608ZZ)	
12	X-WC37-012	6インチPUキャスタセンターカラー	1	個	2			
13	X-WC37-013	NEXT用 キャスタフォーク固定カラーセット	1	個	2			
14	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1	個	2			

< キャスタ/フォーク一覧表 > 数字はキャスタサイズ

機種名	キャスタ/フォーク		
	標準	アジャスタブル	アジャスタブルショート
NEXT-11B	6PU		
NEXT-21B	6PU		
NEXT-31B	6PU		
NEXT-41B	6PU		
NEXT-51B		6PU(c)	
NEXT-61B		6PU(c)	
NEXT-10B	6PU		
NEXT-20B	6PU		
NEXT-12B		6PU(d)	
NEXT-22B		6PU(d)	
NEXT-50B			6PU(i)
NEXT-60B			6PU(i)
NEXT-52B		6PU(d)	
NEXT-62B		6PU(d)	




この表に記載のキャスタサイズは、標準仕様の場合です。オプション仕様の場合は、キャスタサイズをご指定下さい。



次ページへ続く

注記 ※NEXT-50B/60Bは前座高350mmの場合、5インチキャスタとなります。



③

機種名/品名		NEXTシリーズ キャスタ②				ページ	XTC- WC37D	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
15	X-WC37-015	NEXT低床用 5インチショートアジャスタブルキャスタセット	1	個	2			
16	X-WC37-016	NEXT用 ソリッドキャスタカラー	1	本	2			
17	X-WC37-017	NEXT用 5インチソリッドキャスタ輪セット	1	個	2			
18	X-WC37-018	NEXT用 ソリッドキャスタセンターカラー	1	個	2			
5	X-WC37-005	X キャスタ輪固定ボルト【N】セット	1	個	4			販売終了
11	X-PC01-023	キャスタ輪用ベアリング ↑一輪に2個必要です。	1	個	4			608ZZ
13	X-WC37-013	NEXT用 キャスタフォーク固定カラーセット	1	個	2			
14	X-WC37-014	NEXT用 キャスタブロックカラー	1	個	2			

注記