

機種名/品名


NEXT6 輪シズ アームサポート②

区分

XTC-WC54

適応機種：NEXT-80B、81B

この図は左側です



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-WC54-001L	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(左)	1 個	1		②、⑤付
1	X-WC54-001R	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(右)	1 個	1		②、⑤付
1	X-WC54-001L	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(左)	1 個	1		②、⑤付
1	X-WC54-001R	NEXT6輪介助用 跳ね上げ高さ調整アームサポート完成(右)	1 個	1		②、⑤付
2	X-WC13-002L	NEXT高さ調整用 肘掛バネ(左)	1 個	1		
2	X-WC13-002R	NEXT高さ調整用 肘掛バネ(右)	1 個	1		
2	X-WC13-002L	NEXT高さ調整用 肘掛バネ(左)	1 個	1		
2	X-WC13-002R	NEXT高さ調整用 肘掛バネ(右)	1 個	1		
3	X-PA02-008L	NEXTアームサポート(左)	1 本	1		
3	X-PA02-008R	NEXTアームサポート(右)	1 本	1		
3	X-PA02-008L	NEXTアームサポート(左)	1 本	1		
3	X-PA02-008R	NEXTアームサポート(右)	1 本	1		
4	X-PA01-103	5分用中栓	1 個	4		
4	X-PA01-103	5分用中栓	1 個	4		
5	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下バネ用下部橋円バネ	1 個	2		
5	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下バネ用下部橋円バネ	1 個	2		
6	X-WC13-006L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート後方がけバネ(左)	1 個	1		
6	X-WC13-006R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート後方がけバネ(右)	1 個	1		
6	X-WC13-006L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート後方がけバネ(左)	1 個	1		
6	X-WC13-006R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 アームサポート後方がけバネ(右)	1 個	1		
7	X-WC12-007L	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具(左)	1 個	1		
7	X-WC12-007R	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具(右)	1 個	1		
7	X-WC12-007L	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具(左)	1 個	1		
7	X-WC12-007R	NEXT跳ね上げ用 前側受け金具(右)	1 個	1		

機種名/品名


NEXT 6 輪シズ アームサポート②

区分

XTC-WC54

適応機種：NEXT-80B、81B

この図は左側です



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
8	X-WC12-008	NEXT跳ね上げ用 支点ボルトセット	1本	2		
8	X-WC12-008	NEXT跳ね上げ用 支点ボルトセット	1本	2		
9	X-WC11-010	NEXT CORE ステッカー	1枚	2		
9	X-WC11-010	NEXT CORE ステッカー	1枚	2		
10	X-WC53-010L	X NEXT6輪用 高さ調整式側板(左)	1枚	1		廃盤終了 X-WC14-010L/Rに続
10	X-WC53-010R	X NEXT6輪用 高さ調整式側板(右)	1枚	1		廃盤終了 X-WC14-010L/Rに続
10	X-WC14-010L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(左)	1枚	1		
10	X-WC14-010R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(右)	1枚	1		
10	X-WC53-010L	X NEXT6輪用 高さ調整式側板(左)	1枚	1		廃盤終了 X-WC14-010L/Rに続
10	X-WC53-010R	X NEXT6輪用 高さ調整式側板(右)	1枚	1		廃盤終了 X-WC14-010L/Rに続
10	X-WC14-010L	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(左)	1枚	1		
10	X-WC14-010R	NEXT低床跳ね上げ高さ調整用 側板(右)	1枚	1		
11	X-WC14-011L	NEXT低床用 肘掛上下レギュレーター(左)	1個	1		
11	X-WC14-011R	NEXT低床用 肘掛上下レギュレーター(右)	1個	1		
11	X-WC14-011L	NEXT低床用 肘掛上下レギュレーター(左)	1個	1		
11	X-WC14-011R	NEXT低床用 肘掛上下レギュレーター(右)	1個	1		
12	X-WC13-012L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛レギュレーターセット(左)	1個	1		
12	X-WC13-012R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛レギュレーターセット(右)	1個	1		
12	X-WC13-012L	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛レギュレーターセット(左)	1個	1		
12	X-WC13-012R	NEXT跳ね上げ高さ調整用 肘掛レギュレーターセット(右)	1個	1		