



2019/6/3修正A

機種名／品名		NEXT6輪シリーズ フットサポート				ページ	XTC- WC55B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC55-001L	NEXT6輪用 フットサポート固定部品セット(左)	1	個	1		
	X-WC55-001R	NEXT6輪用 フットサポート固定部品セット(右)	1	個	1		
↑ NEXTシリーズと部品は共通ですが、左右が異なります。ご注意ください。							
2	X-WC55-002L	NEXT6輪用 フットサポート完成(左)	1	個	1		プレートサイズ 全長180mm、幅150mm
	X-WC55-002R	NEXT6輪用 フットサポート完成(右)	1	個	1		プレートサイズ 全長180mm、幅150mm
3	X-WC55-003L	NEXT6輪用 フットサポート(左)	1	個	1		プレートサイズ 全長180mm、幅150mm 左右共通
	X-WC55-003R	NEXT6輪用 フットサポート(右)	1	個	1		
4	X-WC55-004	NEXT6輪用 フットサポートバンパー	1	個	2		
5	X-WC55-005	NEXT6輪用 フットサポートポスト	1	本	2		
6	X-WC55-006L	NEXT6輪用 アジャスタブルフットサポート板(左)	1	枚	1		
	X-WC55-006R	NEXT6輪用 アジャスタブルフットサポート板(右)	1	枚	1		
7	X-WC55-007	NEXT6輪用 フットサポート板固定部品セット	1	個	2		ボルト3本、金具付
9	X-WC21-016	NEXTカムクランプ押さえカラー	1	個	2		
10	X-WC21-010	NEXTクランプレバーロックシール	1	枚	2		左右共通
注記							