


番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WC57-020L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤー無)	
	X-WC57-020R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-021L	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-021R	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー無)	
	X-WC57-022L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左)	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー無)	
	X-WC57-022R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右)	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-023L	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(左) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-023R	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット(右) ワイヤー-NXL01付	1	本	1			
			↑ ⑪が付属します。標準はエアータイヤ仕様となります。					
	X-WC57-020L-HB	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左)	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤー無)	
	X-WC57-020R-HB	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右)	1	本	1		NEXT-70B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-021L-HB	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー無)	
	X-WC57-021R-HB	NEXT6輪用 20×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー有)	
	X-WC57-022L-HB	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左)	1	本	1			
X-WC57-022R-HB	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右)	1	本	1				
X-WC57-023L-HB	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(左) ワイヤー-NXL01付	1	本	1		NEXT-71B用(ワイヤー有)		
X-WC57-023R-HB	NEXT6輪用 22×1-1/4軽量ドラム車輪セット ハイブリッド(右) ワイヤー-NXL01付	1	本	1				
		↑ 固定用部品(ナットなど)が付属します。						
2	X-WC31-030	20×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-032	22×1-1/4 タイヤのみ(NEXT用)	1	本	2			
3	X-WC31-040	20×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-042	22×1-1/4 チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
		↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。						
4	X-WC31-080	20×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
	X-WC31-082	22×1-1/4 フラップ(NEXT用ハードタイプ)のみ	1	本	2			
6	X-WC31-050	20×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
	X-WC31-052	22×1-1/4 タイヤ+チューブ+フラップセット(NEXT用)	1	本	2			
		↑ ⑬スーパーバルブセットが附属します。						
9	---	トップナット	-	-	-		セットでの販売となります	
12	---	リムナット	-	-	-		セットでの販売となります	
13	X-WC31-013	スーパーバルブセット(ロングバルブ用)	1	個	2			
注記								

## タイヤサイズ

NEXT-71B : 22×1-1/4

NEXT-70B : 20×1-1/4



※ ⑬リムナット(ログバルブ用)はNEXT自走車輪専用となります。

バルブ関連はNEXTシリーズ介助用車輪のページ(WC32)をご参照ください。

③

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
15	X-WC31-060	NEXT用 20インチハンドリム	1	本	2		
	X-WC31-062	NEXT用 22インチハンドリム ↑ ボルト⑯は付属しません。	1	本	2		
16	X-WC31-016	NEXT用 ハンドリム固定ボルト(4本セット) 標準爪間15mm	1	個	2		
17	X-WC57-017	NEXT6輪自走用 車輪固定ナットセット	1	個	2		コの字金具、平W、SW付
18	X-WC31-018	NEXTリム用 水抜き穴ゴムキャップ(2個セット)	1	個	2		
20	X-WC57-002L	NEXT6輪自走用 ブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WC57-002R	NEXT6輪自走用 ブレーキセット(右)	1	個	1		
21	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
22	X-WC57-003L	NEXT6輪自走用 ブレーキ上部保持カバーセット(左)	1	個	1		
	X-WC57-003R	NEXT6輪自走用 ブレーキ上部保持カバーセット(右)	1	個	1		
注記							