



介助用NEXT-81B、80Bのみ  
 自走用は自走用車輪/駐車ブレーキ  
 のページ【WC57】をご参照ください。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	1		接着剤必要
2	X-WC35-003L	NEXT制動用ブレーキレバー(左)	1	個	1		
	X-WC35-003R	NEXT制動用ブレーキレバー(右)	1	個	1		
3	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2		
4	X-WC35-021	NEXTブレーキワイヤー NXL01	1	本	2		
	X-WC35-022	NEXTブレーキワイヤー NXL02	1	本	2		
		↑ 下表で機種・ワイヤー番号をご確認ください。					
5	X-WC59-005	NEXT6輪用 ドラロック調整ボルト	1	本	2		ナット付
9	X-WC59-007	NEXT6輪用 ドラロック引きバネ	1	本	2		
< ワイヤー一覧表 >							
	機種名	ワイヤー番号		ワイヤーの刻印をご確認ください。			
		NXL01	NXL02	刻印末尾のアルファベットは製造上の記号であり、 ご注文時には関係ありません(例: NX02-A)			
	NEXT-71B	●					
	NEXT-81B		●				
	NEXT-70B	●					
	NEXT-80B		●				
11	X-WC38-001L	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WC38-001R	NEXT用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
		↑ ⑫プレート、⑬ボルト、⑭にぎりゴムが付属します。					
12	X-WC38-002	NEXT用 ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
13	X-WC38-003	NEXT用 ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2		
14	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	2		
15	X-WC38-006	NEXT用 ミニタックル調整プレート固定ボルトセット	1	個	2		
		↑ プレート、ボルト2本のセット					
16	X-WC38-007L	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(左)	1	個	1		ボルト付 プレートシルバー
	X-WC38-007R	NEXT用 ミニタックル調整プレート(Cタイプ)(右)	1	個	1		
		↑ ⑮固定ボルトセットが付属します。					
注記							