



機種名／品名		NEXT6輪シリーズ キャスタ				ページ	XTC- WC60B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WC60-001	キャスタクランプボルト【N】セット	1	本	4		M6×33-S10
2	X-WC60-002	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントロングタイプ)	1	個	2		①ボルト付
3	X-WC60-003	NEXT6輪用 キャスタ完成(フロントショートタイプ)	1	個	2		①ボルト付
4	X-WC60-004	NEXT6輪用 キャスタ完成(リアロングタイプ)	1	個	2		①ボルト付
5	X-WC60-005	バンパー付 4インチキャスタ(ロングシャフトタイプ)	1	個	4 or 2		
6	X-WC60-006	バンパー付 4インチキャスタ(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		
7	X-WC60-007	バンパー付 4インチフォーク(ロングシャフトタイプ)	1	個	4 or 2		
8	X-WC60-008	バンパー付 4インチフォーク(ショートシャフトタイプ)	1	個	2		
9	X-WC60-009	X-NEXT6輪用 キャスタカラー(2個セット)	1	個	4		販売終了
10	X-WC37-005	X キャスタ輪固定ボルト【N】セット	1	個	4		販売終了
11	X-WC60-011	4インチキャスタ輪【N】セット ↑⑨、⑩が付属します。	1	個	4		
12	X-WC60-012	φ80 キャスタバンパーゴム	1	個	4		
13	X-WC60-013	X-NEXT6輪用 キャスタケースのみ(フロントロングタイプ)	1	個	2		販売終了
14	X-WC60-014	X-NEXT6輪用 キャスタケースのみ(フロントショートタイプ)	1	個	2		販売終了
15	X-WC60-015	X-NEXT6輪用 キャスタケースのみ(リアロングタイプ)	1	個	2		販売終了
16	X-WC37-002	キャスタケースキャップ【N】	1	個	2		
< キャスタ部品一覧表 >							
	機種名	部品番号					
		フロント	リア				
	NEXT-71B	②	④				
	NEXT-81B	②	④				
	NEXT-70B	③	④				
	NEXT-80B	③	④				
注記							