



2020/03/18修正C

機種名/品名		CM-52/56 サイドフレーム					ページ	XTC- WF37B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	CM-52 本体フレーム(左)	---	---	-	-	設定無	
	---	CM-52 本体フレーム(右)	---	---	-	-		
	---	CM-56 本体フレーム(左)	---	---	-	-	設定無	
	---	CM-56 本体フレーム(右)	---	---	-	-		
2	X-WF37-002L	CM-52/56用 バックサポートフレーム(左)	1	本	1			
	X-WF37-002R	CM-52/56用 バックサポートフレーム(右)	1	本	1			
3	X-WF39-011L	X-CM-52/56用 エレベーターフット・レッグサポートセット(左)	4	個	4		支点ボルト付 販売終了	
	X-WF39-011R	X-CM-52/56用 エレベーターフット・レッグサポートセット(右)	4	個	4			
		↑ ④エレベーター支点ボルトセットが付属します。 ↑ B-35/36生地タイプのパッドは生産終了となりました。黒(硬質)タイプとなります。						
4	X-WF39-008	CM-50番台用 エレベーター支点ボルトセット	1	本	2			
5	X-WF37-005	CM-52用 フット・レッグ運動バーセット(自走用)	1	本	2			
	X-WF37-015	CM-56用 フット・レッグ運動バーセット(介助用)	1	本	2			
6	X-PA03-010	セフティーロック(黒)	1	個	2		⑨と共通	
7	X-WF37-007	CM-52/56用 リクライニング支点ボルトセット	1	本	2			
8	X-WF37-008L	CM-52/56用 標準メカロック【大】セット(左)	1	本	1		支点ボルト付	
	X-WF37-008R	CM-52/56用 標準メカロック【大】セット(右)	1	本	1			
9	X-PA03-010	セフティーロック(黒)	1	個	2		⑥と共通	
10	X-PA01-006	φ22貫通グリップ	1	本	2			
11	X-PA01-102	7分用中栓	1	個	2			
注記		⑧付属品 : 標準メカロック【大】鉄リクライ用ボルト(M8×35、40各1本)、SW(2枚)、M8袋NT(2個) ブッシュメカロック/メカロック単体は、【PA05】ページを参照ください。						