



2020/3/18修正F

機種名/品名		CM-50/54/52/56 リクライニング部・縮み止め部			ページ	XTC- WF38B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF38-001	CM-50番台用 縮み止めセット ↑ ②ノブボルトが付属します	1	台分	1		図内「Cタイプ」
2	X-PA03-029	縮み止め用ノブボルト(M8段付き)	1	個	1		図内「Cタイプ」用
3	X-WF38-003L	X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		販売終了 X-PB04-001L/Rに統一
	X-WF38-003R	X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		
3	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		「APSE」ロゴ
	↑ 「制動用ブレーキレバー」を「リクライニング用レバー」として使用します。						
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		
6	X-WF38-006L	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(左)	1	本	1		⑧、支点ボルト付
	X-WF38-006R	CM-50/54用 プッシュメカロック【大】セット(右)	1	本	1		
7	X-WE05-009	アルミ・鉄リクライニング用 プッシュメカロック【大】ワイヤー ↑ ⑨が付属します。	1	本	2		
8	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
9	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
11	X-WF37-008L	CM-52/56用 標準メカロック【大】セット(左)	1	本	1		支点ボルト付
	X-WF37-008R	CM-52/56用 標準メカロック【大】セット(右)	1	本	1		
		↓ ※ CM-52/56(旧CM-50/54)は生産時期によりワイヤーの仕様が異なります。					
12	X-WE05-013	標準メカロック【大】ワイヤー アジャスト付タイプ【M-05】 ↑ 旧CM-50/54用 標準メカロック【大】ワイヤーと共通です。	1	本	2		刻印：M-05
	X-WF38-013	X-CM-52/56用 標準メカロック【大】ワイヤー 止め金具タイプ【M-23】 ↑ ⑫と互換性があります。(ただし、メカロック【大】用六角アジャスト(ナットダブル)X-PA05-012、⑨、⑭、⑮ 必要) ↑ ⑦に統合しました。	1	本	2		刻印：M-23
14	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	2		
15	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2		
16	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	2		
18	X-WF38-018	鉄リクライニング用 縮み止め部ワッシャー&ナット	1	個	1		ワッシャー3枚、ナット1個
注記	プッシュメカロック/メカロック単体は、【PA05】ページを参照ください。						