



2020/3/18修正H

機種名/品名		MW-13/14 リクライニングレバー・縮み止め				ページ	XTC- WE05B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WE05-001	アルミリクラ用 縮み止めセット ↑ ②、⑩が付属します	1	台分	1		
2	X-PA03-029	縮み止め用ノブボルト(M8段付き)	1	個	2		
3	X-WF38-003L	X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		販売終了 X-PB04-001L/Rに統一 「APSE」ロゴ
	X-WF38-003R	X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1		
		↑ 「制動用ブレーキレバー」を「リクライニング用レバー」として使用します。					
4	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		
		↓ オプションのドラムブレーキ付きの場合(この場合、③が制動用ブレーキレバーとなります)					
5	X-PA05-026L	コンビネーションレバー(左)	1	本	1		
	X-PA05-026R	コンビネーションレバー(右)	1	本	1		
6	X-WE05-006	アルミリクラ用 コンビネーションレバーワイヤー(リクラ用)	1	本	2		刻印: M-22
7	X-WE05-007	アルミリクラ用 介助ドラムブレーキワイヤー	1	本	2		刻印: No.2
8	X-WE04-008L	アルミリクラ用 ブッシュメカロック【大】セット(左)	1	本	1		⑩、支点ボルト付
	X-WE04-008R	アルミリクラ用 ブッシュメカロック【大】セット(右)	1	本	1		
9	X-WE05-009	アルミ・鉄リクラ用 ブッシュメカロック【大】ワイヤー	1	本	2		⑪が付属
10	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
11	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
12	X-WE04-017L	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(左)	1	本	1		支点ボルト付
	X-WE04-017R	旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(右)	1	本	1		
13	X-WE05-013	標準メカロック【大】ワイヤー アジャスト付タイプ【M-05】	1	本	2		刻印: M-05
14	X-WE05-014	X-旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】ワイヤー 止め金具タイプ【M-23】	1	本	2		刻印: M-23
		↑ ⑬と互換性あります。(ただし、メカロック【大】用六角アジャスト(ナットダブル)X-PA05-012、⑪、⑮、⑯ 必要) ↑ ⑨に統合しました。					
15	X-PA05-013	メカロック【大】用スプリング	1	本	2		
16	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2		
17	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1	本	2		
19	X-WE05-019	アルミリクラ用 縮み止め部ワッシャー(4枚セット)	1	個	1		ワッシャー4枚セット
注記	⑥ 刻印【M-22】の固定方法は、⑪、⑮、⑯を使用します。 ブッシュメカロック/メカロック単体は、【PA05】ページを参照ください。						