



2020/3/30修正H

| 機種名/品名 | | REM-11/12 リクライニングレバー・縮み止め | | | ページ | XTC- WE25B | |
|--------|-------------------------------|---|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 標準納期 | 備考 |
| 1 | X-WE05-001 | アルミリクラ用 縮み止めセット ↑ ②、⑯が付属します | 1 | 台分 | 1 | | |
| 2 | X-PA03-029 | 縮み止め用ノボルト(M8段付き) | 1 | 個 | 1 | | |
| 3 | X-WF38-003L | X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(左) | 1 | 個 | 1 | | 販売終了 X-PB04-001L/Rに統一 |
| | X-WF38-003R | X-リクライニング用レバー【Aタイプ】(右) | 1 | 個 | 1 | | |
| | X-PB04-001L X-PB04-001R | 制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左) 制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右) ↑ 「制動用ブレーキレバー」を「リクライニング用レバー」として使用します。 | 1 1 | 個 個 | 1 1 | | |
| 4 | X-PB04-004 | レバー用セーフティーキャップ ↓ オプションのドラムブレーキ付きの場合 | 1 | 個 | 2 | | |
| 5 | X-PA05-026L | コンビネーションレバー(左) | 1 | 本 | 1 | | |
| | X-PA05-026R | コンビネーションレバー(右) | 1 | 本 | 1 | | |
| 6 | X-WE05-006 | アルミリクラ用 コンビネーションレバーワイヤー(リクラ用) | 1 | 本 | 2 | | 刻印: M-22 |
| 7 | X-WE05-007 | アルミリクラ用 介助ドラムブレーキワイヤー | 1 | 本 | 2 | | 刻印: No.2 |
| 8 | X-WE04-008L | アルミリクラ用 プッシュメカロック【大】セット(左) | 1 | 本 | 1 | | ⑩、支点ボルト付 |
| | X-WE04-008R | アルミリクラ用 プッシュメカロック【大】セット(右) | 1 | 本 | 1 | | |
| 9 | X-WE05-009 | アルミ・鉄リクラ用 プッシュメカロック【大】ワイヤー ↑ ⑪が付属します。 | 1 | 本 | 2 | | |
| 10 | X-PB04-008 | 丸頭ワイヤー止め(ダルマ) | 1 | 個 | 2 | | |
| 11 | X-PB04-009 | ワイヤー先端アルミ管 | 1 | 個 | 2 | | |
| 12 | X-WE04-017L | 旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(左) | 1 | 本 | 1 | | 支点ボルト付 |
| | X-WE04-017R | 旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】セット(右) | 1 | 本 | 1 | | |
| 13 | X-WE05-013 | 標準メカロック【大】ワイヤー アジャスト付タイプ【M-05】 | 1 | 本 | 2 | | 刻印: M-05 |
| 14 | X-WE05-014 | X-旧アルミリクラ用 標準メカロック【大】ワイヤー 止め金具タイプ【M-23】 | 1 | 本 | 2 | | 刻印: M-23 |
| | | ↑ ⑬と互換性あります。(ただし、メカロック【大】用六角アジャスト(ナットダブル)X-PA05-012、⑪、⑮、⑯ 必要) ↑ ⑨に統合しました。 | | | | | |
| 15 | X-PA05-013 | メカロック【大】用スプリング | 1 | 本 | 2 | | |
| 16 | X-PA04-011 | 真ちゅうワイヤー止め金具 | 1 | 個 | 2 | | |
| 17 | X-PA04-022 | 結束バンド 150mm | 1 | 本 | 2 | | |
| 19 | X-WE05-019 | アルミリクラ用 縮み止め部ワッシャー(4枚セット) | 1 | 個 | 1 | | ワッシャー4枚セット |
| 注記 | ⑥ 刻印【M-22】の固定方法は、⑪、⑮、⑯を使用します。 | | | | | | |