


機種名/品名	REM-11/12 エレベータィング フット・レッグサポート部	ページ	XTC- WE26A
--------	---------------------------------	-----	------------

REM-11/12
現行タイプ



REM-11/12
旧タイプ

販売終了となりました。(2020/01)

④ 2020/5/25修正

機種名/品名		REM-11/12 エレベータィング フット・レッグサポート部		ページ	XTC- WE26B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WE26-001L	REM-11/12用 エレベータィングフット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付
	X-WE26-001R	REM-11/12用 エレベータィングフット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
		↑ ⑨エレベータィング支点ボルトセットが付属します。					
2	X-WE26-002	REM-11/12用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	1		左右共通
3	X-WF07-007	ふくらはぎパッド基部 Eセット	1	個	2		
4	X-WF07-008	ふくらはぎパッド基部 Fセット	1	個	2		
5	X-PG02-005	ふくらはぎパッド調整金具	1	個	2		
6	X-PG02-006	ふくらはぎパッド固定ボルト(4本セット)	1	個	2		
7	X-WF07-012	ふくらはぎパッド前後調整プレート(2枚セット)	1	個	2		
8	X-PG02-010	ふくらはぎパッド【大】 240×160	1	枚	2		⑥が付属します。
9	X-WE06-008	MW用 エレベータィング支点ボルトセット	1	本	2		MW用と共通です。
10	X-WE26-010L	X 旧REM-11/12用 フット・レッグサポートセット(左)	1	個	1		支点ボルト付 販売終了
	X-WE26-010R	X 旧REM-11/12用 フット・レッグサポートセット(右)	1	個	1		
		↑ ⑨エレベータィング支点ボルトセットが付属します。					
12	X-WE26-012L	X 旧REM-11/12用 フット・レッグサポートパイプ(左)	1	本	1		販売終了
	X-WE26-012R	X 旧REM-11/12用 フット・レッグサポートパイプ(右)	1	本	1		販売終了
14	X-WF39-014	X 旧ふくらはぎパッドベース	1	枚	2		販売終了
15	X-WF39-015	X 旧ふくらはぎパッドベース用板バネ	1	枚	2		販売終了
		↑ 販売を終了しました。					
16	X-WF39-016	X 旧ふくらはぎパッド(黒)セット(ボルト付)	1	個	2		販売終了
18	X-PA92-011	はさまれ注意(縦長)シール	1	枚	2		黄色
注記							