



2020/1/29修正B

機種名/品名		エスコート FR-11R				ページ	XTC- WF51B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	FR-11R 本体	---	---	-	-	設定無	
2	X-WF51-002L	FR-11R用 アームサポート(左)	1	本	1			
	X-WF51-002R	FR-11R用 アームサポート(右)	1	本	1			
3	X-PC03-002	おわんパッキン式 6インチソリッドキャスト	1	個	2			
	X-PC03-022	6インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット)	1	個	2			
5	X-WF51-005L	FR-11R用 12×1-3/8 ハイブリッドタイヤ ドラム付車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WF51-005R	FR-11R用 12×1-3/8 ハイブリッドタイヤ ドラム付車輪完成(右)	1	本	1		ワイヤー無	
	X-WF51-001L	FR-11R用 12×1-3/8 ハイブリッドタイヤ ドラム付車輪完成(左) ワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付	
	X-WF51-001R	FR-11R用 12×1-3/8 ハイブリッドタイヤ ドラム付車輪完成(右) ワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付	
タイヤなど		お客様でのハイブリッドタイヤの交換は推奨しておりません。						
6	X-WF51-012	FR-11R用 介助ブレーキワイヤー	1	本	2			
	X-PA01-014	ティッピングキャップ	1	個	2			
7	X-WF51-007	FR-11R用 背張り調整ベルトセット(芯金・シートビス付)	1	本	7			
		↑ 一台分の場合、7セット必要となります。その場合、⑧の7本セットをご注文ください。						
8	X-WF51-008	FR-11R用 背張り調整ベルト7本セット(芯金・シートビス付)	1	台分	1		⑦が7本	
9	X-WF51-009	FR-11R用 座張り調整ベルトセット(芯金・シートビス付)	1	枚	1			
10	X-WF51-010	FR-11R用 クッション	1	枚	1		シート色:B-36	
11	X-WF51-011	FR-11R用 枕	1	個	1		シート色:B-36	
注記								