



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	---	FR-11R用 バックフレーム上部	----	---		設定無
2	---	FR-11R用 バックフレーム下部	----	---		設定無
3	X-WF52-003	FR-11R用 背上下連結レバー	1本	2		ネジ付
4	X-PA09-015	座金組込ネジ M6×15	1本	2		背側固定用のネジ
5	X-WF52-005L	FR-11R用 リクライニング 支点部品セット(左)	1個	1		
5	X-WF52-005R	FR-11R用 リクライニング 支点部品セット(右)	1個	1		
6	X-PA01-003	スリットリット	1本	2		接着剤必要
7	X-PB04-001L	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(左)	1個	1		「APSE」印
7	X-PB04-001R	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(右)	1個	1		「APSE」印
8	X-PB04-001L	制動用ブレーキパッド【Aタイプ】(左)	1個	1		「APSE」印 黒色
9	X-PB04-004	レバー用セーフティキャップ	1個	3		左右共通
10	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1枚	1		灰色
11	X-WF52-006	FR-11R用 フットブレーキセット	1台分	1		
12	X-WF52-007	FR-11R用 フットブレーキパッドのみ	1本	1		
13	X-WF52-008	FR-11R用 フットブレーキロッド	1本	2		
14	X-WF52-009	FR-11R用 フットブレーキ 引張バネ(ネジ付)	1本	2		
15	X-WF52-010	FR-11R用 クラッシュパッド	1個	2		
16	X-WF52-016L	FR-11R用 フットブレーキシューのみ(左)	1個	1		
16	X-WF52-016R	FR-11R用 フットブレーキシューのみ(右)	1個	1		
17	X-PA92-010	【ブレーキ】シール	1枚	1		
18	X-WF51-012	FR-11R用 介助ブレーキワイヤー	1本	2		