



2020/12/7修正E

機種名／品名		FR-11R リクライニング部					ページ	XTC- WF54B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	FR-11R用 フット・レッグサポートフレーム	---	---	---		設定無	
2	X-WF54-002	FR-11R用 背・脚運動パイプ	1	本	1			
3	X-WF54-003	FR-11R用 背・脚運動(前)支点ボルトセット	1	本	1			
4	X-WF54-004	FR-11R用 背・脚運動(後)支点ボルトセット	1	本	1			
5	X-WF54-005	X FR-11R用 バックサポートフレーム下部	---	---	---		設定無	
6	X-WF54-006	ロック付ガススプリング【F】	1	本	1		リクライニングダンパー	
7	X-WF54-007	FR-11R用 リクライニングダンパー(前)支点ボルトセット	1	本	1			
8	X-WF54-008	FR-11R用 リクライニングダンパー(後)支点ボルトセット	1	本	1			
9	X-WF54-009	X FR-11R用 リクライニングワイヤー	+	本	+		販売終了	
	X-WH10-026	X ワイヤー LB22	+	本	+		販売終了	
	X-WH88-001	ワイヤー LB21	1	本	1		リクライニング用	
	X-WF54-010	ワイヤー LB28	1	本	1		旧リクライニング用	
↑ 寸法は下図をご参照ください。								

現行タイプ



旧タイプ



注記	
----	--