


2020/12/14修正F

機種名／品名		FR-31TR リクライニング部／ティルト部				ページ	XTC- WF63B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF63-001	X FR-31TR用 リクライニングダンパー	+	本	+		X-WF54-006に統一
	X-WF54-006	ロック付ガススプリング【F】	1	本	1		
2	X-WF63-002	FR-31TR用 リクライニングダンパー(前)支点ボルト	1	本	1		
3	X-WF63-003	FR-31TR用 背・フット連動パイプ	1	本	1		
4	X-WF63-004	FR-31TR用 背・フット連動パイプ(前)支点ボルト	1	本	1		
5	X-WF63-005	FR-31TR用 リクライニングダンパー(後)支点ボルト	1	本	1		
6	---	FR-31TR用 座フレーム	---	---	---		設定無
7	---	FR-31TR用 ティルトフレーム	---	---	---		設定無
8	---	FR-31TR用 バックサポートフレーム下部	---	---	---		設定無
9	X-WF63-009	X FR-31TR用 リクライニング、ティルトワイヤー	+	本	2		販売終了
	X-WH10-026	ワイヤー LB22	+	本	+		販売終了
	X-WH88-001	ワイヤー LB21	1	本	1		リクラ、ティルト用
	X-WF63-029	X FR-31TR用 旧リクライニング、ティルトワイヤー	+	本	2		販売終了
	X-WF54-010	ワイヤー LB28	1	本	1		旧リクラ、旧ティルト用
↑ リクライニング用とティルト用は同一寸法のワイヤーです。寸法は下図をご参照ください。							
10	X-WF63-010	X FR-31TR用 ティルトダンパー	+	本	+		X-WH06-001に統一
	X-WH06-001	ロック付ガススプリング【A】	1	本	1		
11	X-WF63-011	FR-31TR用 ティルトダンパー(前)支点ボルト	1	本	1		
12	X-WF63-012	FR-31TR用 ティルトダンパー(後)支点ボルト	1	本	1		
14	X-WF63-014	FR-31TR用 ティルト支点ボルト	1	本	2		
15	---	FR-31TR用 ベースフレーム	---	---	---		設定無
17	X-WF63-017	FR-31TR用 座フレーム後端支点ボルト	1	本	2		
18	X-WF63-018	FR-31TR用 リクライニング支点ボルト	1	本	2		
19	X-WF63-019	FR-31TR用 座フレーム先端支点ボルト	1	本	2		



注記	
----	--