



2020/3/16修正D

機種名/品名		フルリクライニング リクライニング部				ページ	XTC- WF75B	
番号	品番	品名	注文単位		一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF75-001	X-フルリクライニング用 ガススプリング	+	本	+			X-WF54-006に統一 リクライニング用
	X-WF54-006	ロック付ガススプリング【F】	1	本	1			
↑ 新仕様のみ(旧仕様は販売終了。旧仕様の交換時は新仕様ガススプリングと⑦ワイヤーを同時に交換してください)								
2	X-WF75-002	フルリクライニング用 ガススプリング後側支点ボルト	1	本	1			
	X-WF75-022	フルリクライニング用 ガススプリング後部支点ボルト【2型専用】	1	本	1			
↑ 運動パイプが無いため、ボルト長さが短くなります。								
3	X-WF75-003	フルリクライニング用 ガススプリング前側支点ボルト	1	本	1			
4	X-WF75-004	X-フルリクライニング用 リクライニングワイヤー【旧仕様】	+	本	+			販売終了 旧仕様 ⑥が付属
	X-WH10-025	ワイヤー LB01	1	本	1			
5	X-PA04-011	真ちゆうワイヤー止め金具	1	個	1			
6	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	1			
7	X-WF75-007	X-フルリクライニング用 リクライニングワイヤー	+	本	+			販売終了 新仕様
	X-WH10-026	ワイヤー LB22	1	本	1			
8	X-WF78-011	フルリクライニング用 アクチュエーター	1	本	1			
9	X-WF75-009	フルリクライニング用 アクチュエーター後側支点ボルト	1	本	1			
10	X-WF75-010	フルリクライニング用 アクチュエーター前側支点ボルト	1	本	1			
11	X-WF75-011	フルリクライニング用 アクチュエーター前側ブラケット	1	本	1			ボルト付
12	X-WF78-012	フルリクライニング用 バッテリーボックス	1	個	1			
	↑ 中身のバッテリーのみの販売はしていません。							
13	X-WF75-013	フルリクライニング用 バッテリーボックス固定ボルト(4本セット)	1	個	1			4本セット
14	X-WF75-014	フルリクライニング3型用 バッテリーボックス台座	1	個	1			3型専用
	↑ ⑮固定ボルトが付属します。							
15	X-WF75-015	フルリクライニング3型用 バッテリーボックス台座固定ボルト(2本セット)	1	個	1			2本セット
	④							
	⑦							

注記