


機種名/品名

フルリクライニング フットブレーキ

区分

XTC-WF77

機種によりフレーム形状が  
異なります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
-	X-WF77-010	フルリクライニング用 フットブレーキセット1・2・3型用	1 台分	1		①~⑤のセット
-	X-WF77-012	フルリクライニング用 フットブレーキセット4・5・6型用	1 台分	1		①~⑤のセット
1	X-WF77-001	フルリクライニング用 フットブレーキケーブル 1・2・3型用	1 本	1		
1	X-WF77-011	フルリクライニング用 フットブレーキケーブル 4・5・6型用	1 本	1		
2	X-WF77-002	フルリクライニング用 フットブレーキ後部リンクセット	1 個	2		③を含む
3	X-WF77-003	フルリクライニング用 フットブレーキ後部リンク用ストラップ-コームタイプ	1 本	2		
4	X-WF77-004	フルリクライニング用 フットブレーキ前部リンクセット	1 個	2		
5	X-WF77-005	フルリクライニング用 フットブレーキ用引張バネ(付)	1 本	2		付