



2019/11/11修正A

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WF78-001	フルリクライニング車いす 取扱説明書	1 冊	1			
2	X-PA90-002	8-10mmサービス両口スパナ ↑ 2本でボルト、ナットの締結を行います。必要本数お求めください。	1 本	2			
3	X-WF78-003	フルリクライニング用 背固定ボルト(2本セット)	1 個	1			
11	X-WF78-011	フルリクライニング用 アクチュエーター ↑ 3型、5型は1本、6型は2本	1 本	1 or 2			
12	X-WF78-012	フルリクライニング用 バッテリーボックス ↑ 中身のバッテリーのみの販売はしておりません。	1 個	1			
13	X-WF78-013	フルリクライニング用 ACアダプター ↑ 2015年3月頃より仕様変更しております。	1 個	1			充電器(CH01)
14	X-WF78-014	フルリクライニング3型用 コントローラー【2個ボタン】 ↑ 3型の場合	1 個	1			【お】【ね】シール付
	X-WF78-024	フルリクライニング5型用 コントローラー【2個ボタン】 ↑ 5型の場合	1 個	1			【上】【下】シール付
15	X-WF78-015	フルリクライニング6型用 コントローラー【4個ボタン】 ↑ 6型の場合	1 個	1			【お】【ね】【上】【下】シール付
16	X-WF78-016	フルリクライニング用 【お】シール	1 枚	1			
17	X-WF78-017	フルリクライニング用 【ね】シール	1 枚	1			
18	X-WF78-018	フルリクライニング用 【上】シール	1 枚	1			
19	X-WF78-019	フルリクライニング用 【下】シール	1 枚	1			
21	X-WF78-021	フルリクライニング用 クランクハンドル ↑ 4型のみ	1 本	1			固定ボルト付
注記							