



④ 2020/9/23修正

機種名／品名		<b>マイチルト 背フレーム(ティルトタイプ)</b>					ページ	XTC- WH02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	---	マイチルト(ティルトタイプ)座フレーム	---	---	---	-	設定無	
2	X-WH02-002	マイチルト(ティルトタイプ)用 標準シート用背上部フレーム	1	本	1		MH-1/1S用	
3	X-WH02-003	マイチルト(ティルトタイプ)用 背上部連結パイプ	1	本	2		下部固定ボルト付	
↑ ティルト&リクライニングタイプと仕様異なりますのでご注意ください。								
4	X-WH11-006	X-マイチルト用 背上部フレーム固定ボルト(4本セット)	4	個	4		X-PA09-015に統一	
	X-PA09-015	座金組込ボルト M6×15	1	本	4		背上側固定用のボルト	
↑ 一台分の場合は4本必要となります。								
5	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	2			
6	X-WF62-022R	ティルト用レバー【Aタイプ】(右)グレー	1	個	1		「APSE」ロゴ グレーレバー	
*	X-WH10-025	ワイヤー LBO1	1	本	1		ワイヤー先端アルミ管付	
8	X-WH02-008-00B61	マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B-61	1	個	1		MH-1/1S用	
	X-WH02-008-00B64	マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B-64	1	個	1			
	X-WH02-008-00B60	マイチルト用 高さ調整ヘッドサポート(固定タイプ) B-60	1	個	1			
9	X-WH02-009	マイチルト(ティルトタイプ)用 背張り調整シート用背上部フレーム	1	本	1		MH-2/2S,3/3S,4/4S用	
11	X-PH01-010-00B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-61	1	個	1			
	X-PH01-010-00B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用) B-64	1	個	1			
	X-PH02-013-00B60	BJ-Aタイプヘッドサポート【C】 B-60	1	個	1			2020年4月頃～
12	X-WC61-010	φ30 球ゴムキャップ	1	個	1			
13	X-PH01-011	BJ前後調整金具セット	1	個	1			
14	X-PH01-042	BJヘッドサポートパイプ(ストレートタイプ)【外幅310】	1	本	1			
15	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	1			
16	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
↑ 通常とは取付が逆になります。右手操作側は左用をご発注ください。								
*	X-WH10-009	マイチルト用 ドラムワイヤー	1	本	2		ワイヤー先端アルミ管付	
17	X-PH01-021-40B61	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-61	1	個	1		①②③④の完成品 2020年4月頃～	
	X-PH01-021-40B64	BJ-Aタイプヘッドサポート(MH/OS用 ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-64	1	個	1			
	X-PH06-001-40B60	BJ-Aタイプヘッドサポート【VR】(ストレートタイプ)【外幅310】完成 B-60	1	個	1			
注記								