



2021/1/29修正B

機種名／品名		マイチルト リクライニング部			ページ	XTC- WH06B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH06-001	ロック付ガススプリング【A】	1 本	1			
2	X-WH06-002	マイチルト用 ガススプリング先端側固定ボルトセット	1 本	1			
3	X-WH06-003	マイチルト用 ガススプリング本体側固定ボルトセット	1 本	1			
4	X-WH06-004	マイチルト用 リクライニング支点ボルトセット	1 本	2			
5	X-PA04-011	真ちゆうワイヤー止め金具	1 個	2			
6	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1 個	2			
7	X-WH10-024	ワイヤー M-29	1 本	1			ティルト、リクラ共通品
8	X-WH10-026	ワイヤー LB22	4 本	4			販売終了
8	X-WH88-001	ワイヤー LB21	1 本	1			リクライニング用
10	X-PA04-022	結束バンド 150mm	1 本	-			
注記							