



2020/3/10修正B

機種名/品名	マイチルト 座フレーム/アームサポート	ページ	XTC- WH07B				
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	マイチルト 座フレーム	---	---	---	-	
2	X-PF02-022L	MWタイプ(L) φ15. 9用フットサポート完成(左)	1	枚	1		
	X-PF02-022R	MWタイプ(R) φ15. 9用フットサポート完成(右)	1	枚	1		
3	X-PA03-012	ロングセフティーロック(黒)	1	個	2		
		↑ 2009年9月頃より仕様が変更になっております。旧品にも取付可能です。					
4	X-WH07-004	X マイチルト用 アームサポートアウターカラー	4	個	4		X-WH24-003Dに統一
	X-WH24-003D	肘掛アウターキャップ【AD】	1	個	4		上下共通
		↑ 上下各1個必要です。一台分の場合は4個必要です。					
5	X-WH07-005	X マイチルト用 アームサポートアウター安全キャップ	4	個	2		X-WH24-004に統一
	X-WH24-004	肘掛アウター安全キャップ【A】	1	個	2		
		↑ 2008年1月頃より取り付けられています。旧品にも取付可能です。					
6	X-WH07-006L	マイチルト用 介助用アームサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WH07-006R	マイチルト用 介助用アームサポートフレーム(右)	1	本	1		
	X-WH07-016L	マイチルト用 自走用アームサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WH07-016R	マイチルト用 自走用アームサポートフレーム(右)	1	本	1		
7	X-WH07-007L	マイチルト用 側板(左)	1	枚	1		リベット付
	X-WH07-007R	マイチルト用 側板(右)	1	枚	1		
		↑ 2004年4月頃よりアルミ製 ⇒ 樹脂製に変更になっております。旧品の在庫はありませんので、現行品をお使いください。					
		↑ 2008年11月頃より樹脂製側板の形状が変更になっております。旧品の在庫はありませんので、現行品をお使いください。					
8	X-PA02-005	マイチルト用 アームサポートパッド	1	本	2		ボルト付
		↑ 2004年4月頃より形状が変更になっております。旧品の在庫はありませんので、現行品をお使いください。					
9	X-WH07-009	マイチルト用 アームサポート発泡チューブ	1	本	2		
10	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	6		抜け止めボルト付
11	X-WH07-011	マイチルト用 介助用アームサポートインナー下部キャップ	1	個	2		抜け止めボルト付
12	X-WH07-012	マイチルト用 自走用アームサポートインナー下部キャップ	1	個	2		
13	X-WH07-013	マイチルト用 自走用アームサポートストッパーボルト	1	本	2		
14	X-WH07-014L	マイチルト用 介助用アームサポート完成(左)	1	本	1		
	X-WH07-014R	マイチルト用 介助用アームサポート完成(右)	1	本	1		
15	X-WH07-015L	マイチルト用 自走用アームサポート完成(左)	1	本	1		
	X-WH07-015R	マイチルト用 自走用アームサポート完成(右)	1	本	1		
注記							