



2020/5/13修正F

機種名/品名	<b>オアシス バックサポート部</b>						ページ	XTC- WH26B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		φ22mm用	
2	X-WH26-002L	OS-TR用 背折れ金具セット(左)	1	個	1		オレンジレバー	
	X-WH26-002R	OS-TR用 背折れ金具セット(右)	1	個	1			
3	X-PB04-001L	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(左)	1	個	1		「APSE」ロゴ	
	X-PB04-001R	制動用ブレーキレバー【Aタイプ】(右)	1	個	1			
4	X-WH26-004L	ティルト&リクライニング用レバー【Aタイプ】(左)グレー	1	個	1		「APSE」ロゴ グレーレバー	
	X-WH26-004R	ティルト&リクライニング用レバー【Aタイプ】(右)グレー	1	個	1			
5	X-PB04-004	レバー用セーフティーキャップ	1	個	2		左右共通	
6	X-WH26-006	X-OS-TR用 リクライニングシール	4	枚	2		販売終了 左右共通 灰色	
	X-PA92-024	【リクライニング】細長シール	1	枚	2			
7	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト	1	個	2			
8	X-WH26-008	OS-TR用 ヘッドサポートパイプ押えプレート	1	枚	2			
9	X-WH26-009	OS-TR用 縮み止め 380幅用	1	本	1			
	X-WH26-029	OS-TR用 縮み止め 400幅用	1	本	1			
	X-WH26-039	OS-TR用 縮み止め 420幅用	1	本	1			
10	X-PA92-013	手を挟まないでください シール	1	枚	1 or 2			
11	X-WH26-011	折りたたみ式縮み止め用ノブ玉	1	個	1 or 2		オレンジ色	
12	X-WH26-012	OS-TR用 前折れジョイント支点ボルトセット	1	本	2		ポジティブ仕様	
13	X-WH26-013L	OS-TR用 前折れジョイントカバーセット(左)	1	個	1		ポジティブ仕様	
	X-WH26-013R	OS-TR用 前折れジョイントカバーセット(右)	1	個	1			
14	X-WH26-014	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 380幅用	1	本	1			
	X-WH26-024	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 400幅用	1	本	1			
	X-WH26-034	OS-TR用 前折れジョイントピン&ワイヤーセット 420幅用	1	本	1			
15	X-WH26-015	ワイヤー LC01	1	本	2 or 4		No. LC01 850mm、アルミ管付	
16	X-WH26-016	ワイヤー LC02	1	本	0 or 2		No. LC02 910mm、アルミ管付	
17	X-WH26-017	ワイヤー LC03	1	本	0 or 2		No. LC03 945mm、アルミ管付	
18	X-WH26-018	ワイヤー LB31	1	本	0 or 2		No. LB31 970mm	
19	X-PA04-011	真ちゅうワイヤー止め金具	1	個	2			
20	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2			
21	X-PA04-016	ワイヤー案内止め	1	個	2			
注記	※ ワイヤー使用機種 ... OS-12TR、OS-12TRS [リクラ:LC01、制動ブレーキ:LC01]、OS-12TRS-P [リクラ:LC03、制動ブレーキ:LC02] OS-11TRS、OS-11TRS-P [リクラ:LC01、制動ブレーキ:LB31]							