



2019年9月頃からキャスタの色が茶→グレーへ変更となります。それに伴い、ボルト、ナット、カラーが変更となります。セットで交換してください。

2020/6/13修正

機種名/品名		オアシス 転倒防止 / 自走用キャスタ				ページ	XTC- WH31B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH31-001L	X-OS-12TR用 転倒防止(左)	1	本	1		X-WH48-001Lと同一
	X-WH31-001R	X-OS-12TR用 転倒防止(右)	1	本	1		X-WH48-001Rと同一
	X-WH31-001	X-OS-12TR用 転倒防止(左)(右)セット	1	個	1		X-WH48-001に統一
	X-WH48-001	転倒防止【C】(左)(右)セット ↑左右セットの販売のみです。	1	個	1		
2	X-PA03-031	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(橙)	1	個	4		
3	X-WH31-003	X-OS-12TR用 転倒防止上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット	1	個	1		X-WH48-003に統一
	X-WH48-003	転倒防止【C】上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ↑左右セットの販売のみです。	1	個	1		
4	X-WC91-015	転倒防止パイプ 17x14用中栓	1	個	2		
5	X-WC91-014	転倒防止 小車輪セット	1	個	2		小車輪 2個、ボルトのセット
6	X-WH31-006	ティッピングペダルゴム(両面テープ付)	1	個	2		
7	X-WH31-007L	X-旧OS-12TR用 転倒防止パイプ(左)	1	本	1		
	X-WH31-007R	X-旧OS-12TR用 転倒防止パイプ(右)	1	本	1		
	X-WH31-007	旧OS-12TR用 転倒防止パイプ(左)(右)セット ↑左右セットの販売のみです。	1	個	1		
8	X-WH31-008	旧OS-12TR用 転倒防止用ノブボルトセット	1	個	2		
10	X-WH31-010L	X-OS-11TRS用 転倒防止(左)	1	本	1		
	X-WH31-010R	X-OS-11TRS用 転倒防止(右)	1	本	1		
	X-WH31-010	OS-11TRS用 転倒防止(左)(右)セット ↑左右セットの販売のみです。	1	個	1		
11	X-WH31-011	OS-11TRS用 転倒防止上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ↑左右セットの販売のみです。	1	個	1		
15	X-WH25-006	OS-11TRS用 5インチアジャスタブルキャスタ完成 ↑ 固定用の⑩袋ナットセットが付属します。	1	個	2		
	X-WH31-016	OS-11TRS用 キャスタ固定袋ナットセット	1	個	2		平W, SW付属
16	X-PC11-004	ショートシャフト式 アジャスタブルフォーク	1	個	2		
18	X-PC11-018	X-アジャスタブルキャスタ輪用ボルトセット	1	本	2		販売終了
19	X-PC02-019	X-5インチキャスタ輪用カラー(2個セット)	1	個	2		販売終了
20	X-PC02-032	5インチソリッドキャスタ輪(アジャスタブル用ボルト付セット)	1	個	2		⑱、⑲、⑳のセット

注記