




機種名／品名	オアシス 付属品／オプション	ページ	XTC- WH32A
--------	----------------	-----	------------

①





板厚: 12mm  
縁高: 10mm




テーブル裏面へ

テーブル適用機種


- ・OS-11TRS/TRSP
- ・OS-12TR/TRS/TRSP
- ・MH-CR3D
- ・MH-SR/SRL(-SE)

2020年5月頃から仕様が変更となります。


②




③




④



⑤





2020/10/6修正

機種名／品名	オアシス 付属品／オプション					ページ	標準納期	見積価格	一台使用数	注文単位	品番	品名	備考
1	X-WH32-001	オアシスシリーズ 取扱説明書	1	冊	1								
2	X-PA90-001	六角穴 13mmサービススパナ	1	本	1								
3	X-PA90-013	対辺 3mm サービス六角レンチ	1	本	1								
4	X-PA90-014	対辺 4mm サービス六角レンチ	1	本	1								
5	X-PA90-015	対辺 5mm サービス六角レンチ	1	本	1								
7	X-PX02-001	テーブル板	1	枚	1								
・	X-WH32-028L	OS用テーブルセット(前後式タイプ)(左)	1	ヶ	1								
	X-WH32-028R	OS用テーブルセット(前後式タイプ)(右)	1	ヶ	1								
		↑ ⑦、⑧、(21)全て含まれます。											
8	X-WH32-008L	OS用テーブル前後式受金具セット(左)	1	ヶ	1								
	X-WH32-008R	OS用テーブル前後式受金具セット(右)	1	ヶ	1								
9	X-PA03-019	M6×15 ノブボルト	1	ヶ	1								
12	X-PX02-012L	テーブル前後式ステー(φ16樹脂タイプ)(左)	4	ヶ	4								⑬ビス(B)付 5本セット付
	X-PX02-012R	テーブル前後式ステー(φ16樹脂タイプ)(右)	4	ヶ	4								
13	X-PX02-013	テーブル固定用ビス(B)	4	本	4								ST5.5皿ビス
21	X-PX02-025L	テーブル前後式ステー(φ16スチール固定・[C]タイプ)(左)	1	本	1								③ビス(A) 4本セット付
	X-PX02-025R	テーブル前後式ステー(φ16スチール固定・[C]タイプ)(右)	1	本	1								
22	X-PX02-003	テーブル固定用ビス(A)	1	本	-								
		↑ 5.1×16ナベビス、W3/16ワッシャー 各1個 のセット											
15	X-WH32-015	OS用ポンベ架	1	ヶ	1								⑯付属
16	X-PA03-026	M8×35 ノブボルト	1	個	1								樹脂製ポンベ架用
注記													