



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PD03-002	12×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
2	X-PD03-005	12×1-3/8 チューブ+フライングセット	1本	2		スパー-バルブセット付
3	X-PD03-006	12×1-3/8 タイヤ+チューブ+フライングセット	1本	2		スパー-バルブセット付
4	X-PB05-010	ドロップ固定部品セット	1個	2		
6	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1個	2		
7	X-PB03-012	ドロップ用ベータロード	1個	2		オレンジ
8	X-WC31-017	車輪固定袋ナットセット	1個	2		黒
11	X-WH42-007	MH-CR3D用 6インチPUアジャスタブルキャスタ完成	1個	2		締結部品付
13	X-PC11-004	ジョイント式 アジャスタブルフォーク	1個	2		
16	X-PC05-025	6インチPUキャスタ輪(アジャスタブル用ホム付セット)	1個	2		⑧⑨付