



2020/3/10修正D

機種名/品名		マイチルトコンパクト MH-CR3D 転倒防止/ブレーキ		ページ	XTC- WH48B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH48-001L	X-MH-CR3D用 転倒防止(左)	1	本	1		X-WH31-001Lと同一
	X-WH48-001R	X-MH-CR3D用 転倒防止(右)	1	本	1		X-WH31-001Rと同一
	X-WH48-001	転倒防止【C】(左)(右)セット ↑左右セットのみの販売です	1	個	1		
2	X-PA03-031	φ22用 回転式スナップピン【e-Pin】(橙)	1	個	4		
3	X-WH48-003	転倒防止【C】上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ↑左右セットのみの販売です	1	個	1		
4	X-WC91-015	転倒防止パイプ 17×14用中栓	1	個	2		
5	X-WH48-005	X-MH-CR3D用 転倒防止小車輪セット	1	個	2		X-WC91-014に統一
	X-WC91-014	転倒防止 小車輪セット ↑小車輪2個、ボルトのセットとなります。	1	個	2		
6	X-WH31-006	ティッピングペダルゴム(両面テープ付)	1	個	2		
11	X-WH48-011L	X-MH-CR3D用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		X-WH30-001L/RIに統一
	X-WH48-011R	X-MH-CR3D用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
	X-WH30-001L	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		OS-12TRS用と共通になります
	X-WH30-001R	OS-12TRS用 ミニタックルブレーキセット(右) ↑⑫ボルト、⑬ブレーキ本体、⑭取付板、⑮にぎりゴムのセット	1	個	1		
12	X-WH48-012	MH-CR3D用 ミニタックル取付ボルトセット ↑ボルト2本、スプリングワッシャー2枚、取付板のセット	1	個	2		
13	X-WH48-013L	MH-CR3D用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		⑮にぎりゴム付
	X-WH48-013R	MH-CR3D用 ミニタックルブレーキ(右)	1	個	1		
14	X-WH48-014	MH-CR3D用 ミニタックル取付板	1	枚	2		
15	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	2		
注記							