



④ 2020/3/27修正H

機種名/品名		マイチルトリジット` MH-RD3D フット・レッグサポート部/アームサポート部		ページ	XTC- WH55B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH55-001L	MH-RD3D用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WH55-001R	MH-RD3D用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
2	X-WC22-002L	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WC22-002R	NEXT用 アジャスタブル(Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1		
	↑ MH-RD3DはNEXT用と共通です。						
3	X-WC01-014L	NEXT標準用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-WC01-014R	NEXT標準用 レッグベルト(右)	1	本	1		
↑ MH-RD3DはMH-CD3DおよびNEXT用と共通です。							
5	X-PG01-015L	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(左)	1	個	1		⑥ボルト付属
	X-PG01-015R	樹脂一体型スイングアウトユニット【橙レバー】(右)	1	個	1		
6	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	本	4		ボルト1本、ナット1個
7	X-WH55-007	MH-RD3D用 樹脂スイングアウト用フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		
	X-WC21-001L	NEXTフットサポート固定部品セット(左)	1	個	1		NEXT 共通部品
X-WC21-001R	NEXTフットサポート固定部品セット(右)	1	個	1			
9	X-PG01-017L	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了
	X-PG01-017R	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		
↑ ⑩固定ボルト、⑪コの字金具セット(標準A)が付属します							
10	X-PG01-011	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1	本	2		販売終了
11	X-PG01-012	X 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1	個	2		販売終了
12	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1		
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1		
↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。							
15	X-WH55-015L	MH-RD3D用 アームサポートフレーム(左)	1	本	1		
	X-WH55-015R	MH-RD3D用 アームサポートフレーム(右)	1	本	1		
16	X-WH55-016L	MH-RD3D用 サイドガード(左)	1	枚	1		
	X-WH55-016R	MH-RD3D用 サイドガード(右)	1	枚	1		
17	X-WH55-017	MH-RD3D用 アームサポートパッド	1	本	2		左右共通、ボルト4本付
18	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4		
19	X-WH46-019	アームサポート高さ調整エンドキャップ【C】	1	個	2		M4x20 ストップボルト付
20	X-WH55-020	アームサポート上部STOPパーボルト【D】	1	本	1		ボルト1本、ナット1個
21	X-WH46-020	MYTILTサイドガードステッカー【C】	1	枚	1		
注記	※ MH-RD3Dは様々な部分でMH-CR3D(マイチルトコンパクト)と共通部品を使用しております。						