


機種名/品名	マイチルトリジッド MH-RD3D 車輪/ブレーキ	ページ	XTC- WH56A
--------	---------------------------	-----	------------



④ 2019/12/16修正D

機種名/品名		マイチルトリジッド MH-RD3D 車輪/ブレーキ		ページ	XTC- WH56B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WH56-001	MH-RD3D用 フロントフットブレーキペダル	1 本	1			
2	X-WH56-002	MH-RD3D用 フットブレーキ連結バーセット	1 本	2			支点ボルト付
3	X-PB03-012	ドラロック用ペダルゴム	1 個	4			オレンジ
	X-PB03-012R	X-ドラロック用ペダルゴム(右)	1 個	-			
↑ 左右共通品となりました。在庫無くなり次第、左右の指示を頂いても共通品を出荷させていただきます。							
5	X-WH56-015L	MH-RD3D用 16インチドラロック車輪(左)	1 本	1			ワイヤー無
	X-WH56-015R	MH-RD3D用 16インチドラロック車輪(右)	1 本	1			
	X-WH56-005L	MH-RD3D用 16インチドラロック車輪(左) ワイヤーNXL03付	1 本	1			ワイヤー付
	X-WH56-005R	MH-RD3D用 16インチドラロック車輪(右) ワイヤーNXL03付	1 本	1			
	X-WH56-015L-HB	MH-RD3D用 16インチ ハイブリッド ドラロック車輪(左)	1 本	1			ワイヤー無
	X-WH56-015R-HB	MH-RD3D用 16インチ ハイブリッド ドラロック車輪(右)	1 本	1			
6	X-PD07-002	16×1-3/8 タイヤのみ	1 本	2			⑧バルブ付
	X-PD07-005	16×1-3/8 チューブ+スーパーバルブ セット	1 本	2			
7		↑スーパーバルブセットが附属します。フラップは樹脂ホイールの場合は不要のため付属しません。					
8	X-PD02-013	スーパーバルブセット	1 個	2			
9	X-PD04-016	樹脂ホイール用キャップ	1 個	2			
注記							