



ワイドキャスト  
↓  
PUWキャスト  
への変更は  
⑫シャフトも交換必要

2020年1月頃～  
フォーク形状が変更

⑤⑧⑪ワイドキャスト関連は販売終了  
2018年1月よりPUWキャストへ変更  
2017年末頃 ソリッドキャスト仕様有 … 部品はPUWを使用ください

機種名/品名		MB-PONY フット、キャスト、ブレーキ部			ページ	XTC- WJ03B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ03-001	MB-PONY フットサポートセット	1 個	1			
2	X-WJ03-002L	MB-PONY フットプレート(左)	1 枚	1			リベット付
	X-WJ03-002R	MB-PONY フットプレート(右)	1 枚	1			
3	X-WJ03-003	MB-PONY フットサポート用中栓	1 個	2			
4	X-WJ03-004	MB-PONY フットサポート両側支持プレート(2個セット)	1 個	1			
		↑ 2個(左右)セットになります。					
5	X-WJ01-015	X MB-PONY フロント5インチワイドキャスト完成	1 個	2			販売終了
	X-WJ01-025	MB-PONY フロント5インチPUWキャスト完成	1 個	2			
		↑ シャフト固定用のナット類が付属します。					
6	X-WJ03-006	MB-PONY フロントフォークセット	1 個	2			
		↑ シャフト固定用のナット類が付属します。					
7	X-WJ03-007	MB-PONY フロントキャスト輪固定ボルトセット	1 本	2			M6×65-S15 黒
		↑ ボルト、ワッシャー、ナットのセット					
8	X-PC08-019	X ワイドキャスト輪用カラー(2個セット)	1 個	2			販売終了
	X-PC18-019	PUWキャスト輪用カラー(2個セット)	1 個	2			販売終了
9	X-PC08-020	X 5インチワイドキャスト輪	1 個	2			販売終了
	X-PC18-022	5インチPUWキャスト輪(ボルト付セット)	1 個	2			
		↑ ボルト1本(M6×65)、カラー2個、ワッシャー2枚、爪付袋ナット1個が付属します。互換性はありますが色が異なります。必要に応じて⑦をご注文ください。					
10	X-PA01-101	6分用中栓	1 個	2			
11	X-WJ01-017	X MB-PONY リア5インチワイドキャスト輪セット	1 個	2			販売終了
	X-WJ01-027	MB-PONY リア5インチPUWキャスト輪セット	1 個	2			
		↑ シャフト固定用のボルト類が付属します。					
12	X-WJ03-012	X MB-PONY リア5インチワイドキャストシャフトセット	1 本	2			販売終了
	X-WJ03-022	MB-PONY リア5インチPUWキャストシャフトセット	1 本	2			
		↑ ボルト類が付属します。					
13	X-WJ03-013L	MB-PONY リアアタックルブレーキ(左)	1 個	1			
	X-WJ03-013R	MB-PONY リアアタックルブレーキ(右)	1 個	1			
		↑ 取付用のボルト類が付属します。					
14	X-WJ03-014	MB-PONY リアアタックルブレーキ用シュー	1 個	2			ボルト付
15	X-WJ03-015	MB-PONY リアアタックル連結棒	1 本	1			ボルト付
注記	※ ワイドキャストからPUWキャストへの変更は⑫シャフトも一緒に変更する必要がありますのでご注意ください。						