



2019年9月頃からキャスタの色が茶→グレーへ変更となります。それに伴い、ボルト、ナット、カラーが変更となります。セットで交換してください。

機種名/品名		NEW MB-1 フットサポート部、キャスタ部				ページ	XTC- WJ14B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ14-001L	NEW MB-1 フットプレート(左)	1	枚	1		リベット付
	X-WJ14-001R	NEW MB-1 フットプレート(右)	1	枚	1		
2	X-WJ14-002	NEW MB-1 フットサポート両側支持プレート(2個セット) ↑ 2個(左右)セットになります。	1	個	1		
3	X-WJ14-003	NEW MB-1 フットサポート位置固定ボルト	1	本	2		
		↑ レールパイプ固定用四角ナット付					
4	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
16	X-WJ11-006	NEW MB-1 フロント5インチキャスタ完成	1	個	2		
		↑ シャフト固定用のナット類が付属します。					
17	X-WJ14-017	NEW MB-1 5インチフォーク	1	個	2		
18	X-PC02-018	X キャスタ輪用ボルトセット M6×65 ↑ ボルト1本(M6×65)、ワッシャー2枚、ナット1個	4	本	2		販売終了
19	X-PC02-019	X 5インチキャスタ輪用カラー(2個セット)	4	個	2		販売終了
20	X-PC02-022	5インチソリッドキャスタ輪(ボルト付セット)	1	個	4		ボルト・カラー付
21	X-WJ11-007	NEW MB-1 リア5インチキャスタ輪セット	1	個	2		
		↑ シャフト固定用のナット類が付属します。					
22	X-WJ14-022	NEW MB-1 リアキャスタシャフトセット	1	本	2		
		↑ ボルト、ナットのセット					
23	X-WJ14-023L	NEW MB-1 リアアタックルブレーキ(左)	1	個	1		
	X-WJ14-023R	NEW MB-1 リアアタックルブレーキ(右)	1	個	1		
24	X-WJ14-024	↑ 取付用のボルト類が付属します。					ボルト付
		NEW MB-1 リアアタックル連結棒	1	本	1		
注記							