



シート色をご指定ください。

座関連：⑪、⑭は座幅、座奥行をお知らせください。
背関連：⑫、⑮は座幅、背高をお知らせください。

2020/1/28修正A

機種名／品名		LUUK 介助タイプ				ページ	XTC- WJ32B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	---	LUUK 本体フレーム	---	---	---		設定無
4	X-WJ31-004	LUUK用 4インチキャスト完成	1	個	2		ボルト付
5	---	LUUK用 フットサポート完成(左)	1	個	1		【WJ34】ページ参照
	---	LUUK用 フットサポート完成(右)	1	個	1		
↑ 座高、座幅により種類があります。LUUK フットサポートのページ【WJ34】をご確認ください。							
6	X-WJ32-006L	LUUK介助用 ミニタックルブレーキ(左)	1	個	1		
	X-WJ32-006R	LUUK介助用 ミニタックルブレーキ(右)	1	個	1		
8	X-WJ37-016	LUUK介助用 16×1.75 車輪完成	1	本	2		ドラム無、左右共通
	X-WJ37-026L	LUUK介助用 16×1.75 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ37-026R	LUUK介助用 16×1.75 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ37-036L	LUUK介助用 16×1.75 ドラム車輪完成(左) 介助用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ37-036R	LUUK介助用 16×1.75 ドラム車輪完成(右) 介助用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ37-046L	LUUK介助用 16×1.75 ドラロック車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ37-046R	LUUK介助用 16×1.75 ドラロック車輪完成(右)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ37-056L	LUUK介助用 16×1.75 ドラロック車輪完成(左) 介助用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
タイヤなど	X-PD06-002	16×1.75 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD06-005	16×1.75 チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
9	X-PD06-006	16×1.75 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		スーパーバルブセット付
	X-WJ38-016	LUUK介助用 ブレーキワイヤー	1	本	2		
10	X-WJ31-009	LUUK用 転倒防止セット	1	台分	1		左右 一台分セット
	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	1		接着剤必要
↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。							

シート関係はシート・クッション のページ【WJ40】をご確認ください。

注記	
----	--