



2018/10/23修正E

機種名/品名		LUUK 押手/フレーム部/転倒防止				ページ	XTC- WJ35B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-PA01-007	NEXTグリップ ↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。	1	本	1		接着剤必要
2	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中栓22B	1	個	2		φ 22.1 t=1.25用
3	X-WC35-003L	NEXT制動用ブレーキレバー(左)	1	個	1		
	X-WC35-003R	NEXT制動用ブレーキレバー(右)	1	個	1		
4	X-WC28-002	NEXT用 背折れ金具支点ボルト&カラーセット	1	個	2		
5	X-WC28-003	NEXT用 背折れ金具支点ボルトカバーセット	1	個	2		
6	X-PA06-003	背折れ金具クッションゴム Aタイプ	1	個	2		
7	X-WC40-005	NEXT用 エックス受けセット ↑ ボルト、ワッシャー、爪付袋ナットが付属します。	1	個	4		
	X-WJ35-008L	LUUK用 車軸調整ユニット(左)	1	個	1		
8	X-WJ35-008R	LUUK用 車軸調整ユニット(右) ↑ ボルト、R付ワッシャー、爪付袋ナットが付属します。	1	個	1		
11	X-WJ31-009	LUUK用 転倒防止セット	1	台分	1		左右 一台分セット
12	X-WC91-012	転倒防止【N】用 ティッピングレバー固定ボルト	1	本	1		
13	X-WJ35-013	LUUK用 転倒防止 上下部品(小車輪付き)(左)(右)セット ⑭、⑮含まれます。セットのみの販売です。	1	個	1		
14	X-WC91-014	転倒防止 小車輪セット ↑ 小車輪 2個、ボルトのセット	1	個	2		
	X-WC91-015	転倒防止パイプ 17x14用中栓	1	個	2		
注記							