



バルブ関連はLUUK介助車輪のページ【WJ37】をご参照ください。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ36-001	LUUK自走用 20×1 アルミハブ車輪完成	1	本	2		ドラム無、左右共通
	X-WJ36-021L	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ36-021R	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		
	X-WJ36-031L	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(左) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付
	X-WJ36-031R	LUUK自走用 20×1 ドラム車輪完成(右) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		
	X-WJ36-041	LUUK自走用 22×1 アルミハブ車輪完成	1	本	2		ドラム無、左右共通
	X-WJ36-051L	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(左)	1	本	1		ワイヤー無
	X-WJ36-051R	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(右)	1	本	1		
X-WJ36-061L	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(左) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1		ワイヤー付	
X-WJ36-061R	LUUK自走用 22×1 ドラム車輪完成(右) 自走用ブレーキワイヤー付	1	本	1			
2	X-PD09-002	20×1 タイヤのみ	1	本	2		
	X-PD11-002	22×1 タイヤのみ	1	本	2		
3	X-PD09-003	X-20×1 チューブのみ	---	---	---		設定無
	X-PD11-003	X-22×1 チューブのみ	---	---	---		設定無
4	X-PD10-004	20×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
	X-PD12-004	22×1-3/8 フラップのみ	1	本	2		
5	X-PD09-005	20×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット
	X-PD11-005	22×1 チューブ+フラップセット	1	本	2		③、④のセット
6	X-PD09-006	20×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット
	X-PD11-006	22×1 タイヤ+チューブ+フラップセット	1	本	2		②、③、④のセット
15	X-WJ36-015	LUUK自走用 20インチアルミハンドリム	1	本	2		
	X-WJ36-025	LUUK自走用 22インチアルミハンドリム	1	本	2		
16	X-WJ36-016	LUUK自走用 アルミハンドリム用ボルト(4本セット)	1	個	2		
17	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		
18	X-PB04-007	ドラムハブ用バネ	1	本	2		
19	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
20	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
注記							