



2019/12/17修正D

機種名/品名		LUUK 駐車用ブレーキ/制動用ブレーキ			ページ	XTC- WJ38B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WJ38-001L	LUUK用 ミニタックルブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WJ38-001R	LUUK用 ミニタックルブレーキセット(右)	1	個	1		
		↑ ②プレート、③ボルト、④にぎりゴムが付属します。					
2	X-WC38-002	NEXT用 ミニタックル固定プレート	1	枚	2		
3	X-WC38-003	NEXT用 ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1	個	2		
4	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	1		
5	X-WJ38-005L	LUUK自走用 ミニタックル調整プレート(左)	1	個	1		黒色
	X-WJ38-005R	LUUK自走用 ミニタックル調整プレート(右)	1	個	1		
		↑ ⑥が付属します。					
6	X-WJ38-006	LUUK用 ミニタックル調整プレート固定ボルト(2本セット)	1	個	2		
		↑ プレート、ボルト2本のセット					
7	X-WJ38-007L	LUUK介助用 ミニタックル調整プレート(左)	1	個	1		黒色
	X-WJ38-007R	LUUK介助用 ミニタックル調整プレート(右)	1	個	1		
		↑ ⑥が付属します。					
11	X-PA01-007	NEXTグリップ	1	本	1		接着剤必要
		↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。					
12	X-WC28-007	NEXTグリップ用 中栓22B	1	個	2		
13	X-WC35-003L	NEXT制動用ブレーキレバー(左)	1	個	1		
	X-WC35-003R	NEXT制動用ブレーキレバー(右)	1	個	1		
15	X-WJ38-015	LUUK自走用 ブレーキワイヤー	1	本	2		
16	X-WJ38-016	LUUK介助用 ブレーキワイヤー	1	本	2		
17	X-PB04-006	六角ワイヤーアジャスト	1	個	2		
18	X-PB04-007	ドラムハブ用パネ	1	本	2		
19	X-PB04-008	丸頭ワイヤー止め(ダルマ)	1	個	2		
20	X-PB04-009	ワイヤー先端アルミ管	1	個	2		
21	X-PB05-005	ドラロック用調整ボルト	1	個	2		M5x15キャップボルト、M5ナット
22	X-PB03-012	ドラロック用ペダルゴム	1	個	2		オレンジ
	X-PB03-012R	X-ドラロック用ペダルゴム(右)	4	個	=		
		↑ 左右共通品となりました。在庫無くなり次第、左右の指示を頂いても共通品を出荷させていただきます。					
23	X-PA05-022	ロングワイヤーアジャスト	1	個	2		
注記							