



2020/1/28修正C

機種名／品名		TT-Jr. ブレーキ／押手部				ページ	XTC- WK02B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WK02-001L	TT-Jr用 ブレーキセット(左)	1	個	1		
	X-WK02-001R	TT-Jr用 ブレーキセット(右)	1	個	1		
2	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用にぎりゴム(オレンジ)	1	個	2		
3	X-WK02-003	TT-Jr用 ブレーキ連動棒	1	本	2		
4	X-WK02-004L	TT-Jr用 ブレーキシュー(左)	1	個	1		
	X-WK02-004R	TT-Jr用 ブレーキシュー(右)	1	個	1		
5	X-WK02-005L	TT-Jr用 ブレーキシューパネ(左)	1	本	1		
	X-WK02-005R	TT-Jr用 ブレーキシューパネ(右)	1	本	1		
6	X-WK02-006L	TT-Jr用 フットサポート(左)	1	枚	1		
	X-WK02-006R	TT-Jr用 フットサポート(右)	1	枚	1		
7	X-WK02-007	TT-Jr用 ポスト完成	1	個	2		⑬、⑭付
8	X-WK02-008L	TT-Jr用 フットサポート完成(左)	1	個	1		
	X-WK02-008R	TT-Jr用 フットサポート完成(右)	1	個	1		
9	X-WK02-009	TT-Jr用 フットサポート高さ調整固定ボルト	1	個	2		
10	X-WK02-010	TT-Jr用 フットサポート板	1	個	2		ボルト付
11	X-WK02-011	TT-Jr用 フットサポート跳ね上げ支点ボルト	1	本	2		
12	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	2		
13	X-PF06-005	AJタイプポスト用クランプボルトセット(黒)	1	個	2		
14	X-PA01-103	5分用中栓	1	個	2		
15	X-WK02-015L	TT-Jr用 押手(左) パステルブルー	1	本	1		
	X-WK02-015R	TT-Jr用 押手(右) パステルブルー	1	本	1		
	X-WK02-025L	TT-Jr用 押手(左) パステルピンク	1	本	1		
	X-WK02-025R	TT-Jr用 押手(右) パステルピンク	1	本	1		
	X-WK02-035L	TT-Jr用 押手(左) サンイエロー	1	本	1		
16	X-WK02-035R	TT-Jr用 押手(右) サンイエロー	1	本	1		
	X-PA01-003	スリットグリップ	1	本	2		
↑ 接着剤で取付けていただく事を推奨しております。							
17	X-PA06-015R	背折れ金具(SUS)(右) (橙)	1	個	1		オレンジレバー
	X-PA06-015L	背折れ金具(SUS)(左) (橙)	1	個	1		
18	X-PA06-006	背折れ金具(SUS)上部固定ボルト【A】(2本セット)	1	個	2		2本セット
			↑ M5×28丸皿ボルト、M5SW、M5袋ナットのセット				
19	X-PA06-007	背折れ金具(SUS)下部固定ボルト【C】(2本セット)	1	個	2		2本セット
			↑ M5×15キャップボルト、M5SWのセット				