


2019年12月頃～
スイングアウトユニットの仕様変更となりました。
ユニット全体を交換下さい。



2020/3/31修正D

機種名／品名		TT-01/02 フット・レッグサポート部			ページ	XTC- WK13B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-WK13-001L	TT-01/02用 スイングアウトフット・レッグサポート(左)	1	個	1		
	X-WK13-001R	TT-01/02用 スイングアウトフット・レッグサポート(右)	1	個	1		
2	X-WK13-002L	TT-01/02用 AAタイプ(Lサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		400、420幅の場合
	X-WK13-002R	TT-01/02用 AAタイプ(Lサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1		
	X-WK13-022L	TT-01/02用 AAタイプ(Mサイズ)フットサポート完成(左)	1	個	1		380幅の場合
	X-WK13-022R	TT-01/02用 AAタイプ(Mサイズ)フットサポート完成(右)	1	個	1		
3	X-WK13-003	バーリングタイプフットサポートポスト 固定ボルト	1	本	2		
4	X-PG01-020	φ20用 レッグベルトホルダー	1	個	2		左右共通、ホルト・ナット付
5	X-PF06-015	FBタイプフットサポート板 (Lサイズ)	1	枚	2		左右共通
	X-PF06-016	FBタイプフットサポート板 (Mサイズ)	1	枚	2		左右共通
6	X-PF06-010	FBタイプフットサポート前後調整ボルト(4本セット)	1	個	2		
7	X-WK13-007	AAタイプ フットサポート基部	1	個	2		ボルト付
8	X-WK13-008	TT-01/02用 バーリングポスト	1	本	2		
9	X-PG01-002L	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(左)	1	本	1		
	X-PG01-002R	樹脂スイングアウト用 レッグベルト(右)	1	本	1		
11	X-PG01-017L	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(左)	1	個	1		販売終了
	X-PG01-017R	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】(右)	1	個	1		
		↑ ⑫固定ボルト、⑬コの字金具セット、が付属します。					
12	X-PG01-011	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【A】用固定ボルト	1	本	2		販売終了
13	X-PG01-012	X-φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット コの字金具セット【標準A】	1	個	2		販売終了
		↑ 六角穴付きボルト、ナットが付属します。					
14	X-PG01-005L	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(左)	1	個	1		
	X-PG01-005R	樹脂一体型スイングアウトユニット【黒レバー】(右)	1	個	1		
		↑ ⑮固定ボルトが付属します。					
15	X-PG01-006	樹脂一体型スイングアウトユニット用固定ボルトセット	1	本	4		ボルト1本、ナット1個
16	X-WK13-016	TT-01/02用 フット・レッグサポートパイプ	1	本	2		左右共通、ホルト・ナット付
18	X-PG01-014L	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(左)	1	個	1		
	X-PG01-014R	φ22用 本体側樹脂一体型スイングアウトユニット【C】(右)	1	個	1		
		↑ 固定ボルト、コの字金具を含んだセットです。					
注記							