



2018/3/22修正A

機種名／品名		TT-Joy-X アームサポート部			ページ	XTC- WK24B		
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-WK24-001L	TT-Joy-X用 跳ね上げ高さ調整アームサポートパイプ(左)	1	本	1			
	X-WK24-001R	TT-Joy-X用 跳ね上げ高さ調整アームサポートパイプ(右)	1	本	1			
2	X-WA24-002L	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(左)	1	枚	1			
	X-WA24-002R	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板(右)	1	枚	1			
		↑ ④、⑥のボルトが付属します。						
3	X-WA23-003	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E)	1	個	2			
			↑ ④のボルト、ナットが付属します。					
4	X-WA23-004	AR/REM跳ね上げ用 前側ロックユニット(E)用固定ボルト	1	本	2		ナット付	
5	X-WK24-005	TT-Joy-X用 跳ね上げ後方支点ユニットセット	1	個	2			
6	X-WK24-006	TT-Joy-X用 跳ね上げ後方支点ユニット用固定ボルト	1	本	1		ナット付	
7	X-WA24-007	AR/REM用 肘掛上下ユニット(D)セット	1	個	2		左右共通	
8	X-WK24-008L	TT-Joy-X用 高さ調整肘掛セット(左)	1	本	1			
	X-WK24-008R	TT-Joy-X用 高さ調整肘掛セット(右)	1	本	1			
9	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	6			
10	X-WA24-010	AR/REM跳ね上げ高さ調整アームサポート用 側板ゴム栓	1	個	4			
11	X-WK22-005L	TT-Joy-X用 跳ね上げ 本体前側ロックユニット(F)セット(左)	1	個	1			
	X-WK22-005R	TT-Joy-X用 跳ね上げ 本体前側ロックユニット(F)セット(右)	1	個	1			
		↑ 専用R付ワッシャーが付属します。						
13	X-WK24-013L	TT-Joy-X用 高さ調整肘掛上下パイプ(左)	1	本	2			
	X-WK24-013R	TT-Joy-X用 高さ調整肘掛上下パイプ(右)	1	本	2			
14	X-PA02-006	エアリアルアームサポートパッド	1	本	2		左右共通、ボルト付	
15	X-PA01-101	6分用中栓	1	個	4			
16	X-WA24-016	高さ調整肘掛上下パイプ用下部楕円キャップ	1	個	2			
17	X-WK24-017L	TT-Joy-X用 ジョイスティック取付側 高さ調整肘掛セット(左)	1	本	1			
	X-WK24-017R	TT-Joy-X用 ジョイスティック取付側 高さ調整肘掛セット(右)	1	本	1			
18	X-WK24-018	TT-Joy-X用 ジョイスティック取付用プレート、固定部品セット	1	個	1		左右共通、ボルト付	
20	X-WK24-020	TT-Joy-X用 跳ね上げ後方支点ボルトセット	1	個	2		ボルト、カラー、ナット	
注記								