



| 番号 | 品番 | 品名 | 注文単位 | 一台使用数 | 見積価格 | 備考 |
|----|------------|-------------------------------------|------|-------|------|-------|
| 1 | X-ST01-001 | ALストレッチャー用 平面マットレス | 1 枚 | 1 | | |
| 6 | X-PA03-022 | M8×15 ノット | 1 個 | 1 | | |
| 7 | X-PA03-023 | M8×20 ノット | 1 個 | 2 | | |
| 8 | X-PX03-001 | 鉄一本物かご棒 | 1 本 | 1 | | ◎付 |
| 9 | X-PA01-101 | 6分用中柱 | 1 個 | 1 | | 黒 |
| 10 | X-ST21-010 | AL-TUD用 キャスタースタッド | 1 個 | 4 | | グレー |
| 11 | X-ST21-011 | AL-TUD用 トールロックバネ ノットセット | 1 個 | 2 | | |
| 17 | X-ST21-017 | AL-TUD用 φ150mm トールロックキャスタセット | 1 個 | 3 | | ◎付 |
| 17 | X-ST21-027 | AL-TUD用 φ150mm トールロックキャスタ(旋回ロック)セット | 1 個 | 1 | | ◎付 |
| 18 | X-ST21-018 | AL-TUD用 φ150mm トールロックキャスタ取付用ボルトセット | 1 個 | 4 | | |
| 19 | X-ST01-019 | ALストレッチャー用 サイト穴埋めキャップ | 1 個 | 4 | | グレー |
| 20 | X-ST01-020 | ALストレッチャー用 長方形キャップ | 1 個 | 2 | | グレー |
| 21 | X-ST01-021 | ALストレッチャー用 クランクハンドルセット | 1 本 | 1 | | 締結部品付 |
| 22 | X-ST01-022 | ALストレッチャー用 クランクハンドルグリップ | 1 個 | 1 | | |
| 23 | X-ST01-023 | クランクハンドル 回転方向注意シール | 1 枚 | 1 | | |
| 25 | X-ST01-025 | AL-TUD用 クロスフレームセンターボルトセット | 1 本 | 2 | | |