



202011/20修正D

機種名/品名		AL-TUD-2				ページ	XTC- ST04B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST03-001	ALストレッチャー用 背上げマットレス	1 枚	1			
6	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト ↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用	1 個	1			
7	X-PA03-023	M8×20 ノブボルト ↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー後)の固定用	1 個	1			
8	X-PX03-001	鉄一本物ガートル棒	1 本	1			⑨付
9	X-PA01-101	6分用中栓 ↑ 鉄一本物ガートル棒の下端キャップ	1 個	1			黒
10	X-ST21-010	AL-TUD用 キャスタケースキャップ	1 個	4			グレー
11	X-ST21-011	AL-TUD用 トータルロックレバー ノブ玉セット ↑ ノブ玉(赤φ 30mm)、パイプカラー(購入時期により使用しない場合あり)、M8平ワッシャー、M8SWのセット	1 個	2			
17	X-ST21-017	AL-TUD用 φ 150mmトータルロックキャスタセット ↑ ⑱取付用ボルトセット が付属します。	1 個	3			
	X-ST21-027	AL-TUD用 φ 150mmトータルロックキャスタ(旋回ロック)セット ↑ ⑱取付用ボルトセット が付属します。	1 個	1			
18	X-ST21-018	AL-TUD用 φ 150mmトータルロックキャスタ取付用ボルトセット	1 個	4			
19	X-ST01-019	ALストレッチャー用 サイド穴埋めキャップ	1 個	4			グレー
20	X-ST01-020	ALストレッチャー用 長方形キャップ	1 個	2			グレー
21	X-ST01-021	ALストレッチャー用 クランクハンドルセット ↑ 取付用のボルト類が含まれます。	1 本	1			
22	X-ST01-022	ALストレッチャー用 クランクハンドル グリップ ↑ 叩き込んで取り付けます。	1 個	1			
23	X-ST01-023	クランクハンドル 回転方向注意シール	1 枚	1			
25	X-ST01-025	AL-TUD用 クロスフレームセンターボルトセット ↑ M8×80六角ボルト:1本、M8平ワッシャー:3枚、M8ナイロンナット(二種):1個	1 本	2			
26	X-PX03-003	前方ガートル架受金具 ↑ (27)ノブボルト、対辺 5mm サービス六角レンチ が付属します。	1 個	1			
27	X-PA03-022	M8×15 ノブボルト ↑ (26)前方ガートル架受け金具(ストレッチャー前)の固定用	1 個	1			⑥と共通
注記							