



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-ST03-001	ALストレッチャー用 背上げマットレス	1 枚	1		
6	X-PA03-022	M8×15 ノボルト	1 個	1		
7	X-PA03-023	M8×20 ノボルト	1 個	1		
8	X-PX03-001	鉄一本物かご枠	1 本	1		◎付
9	X-PA01-101	6分用中柱	1 個	1		黒
10	X-ST21-010	AL-TUD用 キャスタースタッド	1 個	4		グレー
11	X-ST21-011	AL-TUD用 トールロックバネノボルト玉セット	1 個	2		
17	X-ST21-017	AL-TUD用 φ150mmトールロックキャスト	1 個	3		◎付
17	X-ST21-027	AL-TUD用 φ150mmトールロックキャスト(旋回ロック)セット	1 個	1		◎付
18	X-ST21-018	AL-TUD用 φ150mmトールロックキャスト取付用ボルトセット	1 個	4		
19	X-ST01-019	ALストレッチャー用 サイト穴埋めキャップ	1 個	4		グレー
20	X-ST01-020	ALストレッチャー用 長方形キャップ	1 個	2		グレー
21	X-ST01-021	ALストレッチャー用 クランクハンドルセット	1 本	1		
22	X-ST01-022	ALストレッチャー用 クランクハンドルグリッド	1 個	1		
23	X-ST01-023	クランクハンドル 回転方向注意シール	1 枚	1		
25	X-ST01-025	AL-UD用 クロスフレームセンターボルトセット	1 本	2		
26	X-PX03-003	前方かご枠架受金具	1 個	1		
27	X-PA03-022	M8×15 ノボルト	1 個	1		◎と共通