



2020/1/28修正F

機種名/品名		AL-SUD				ページ	XTC- ST09B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST09-001	AL-SUDストレッチャー用 シャワーマットレス	1 枚	1			
3	X-ST21-006	ストレッチャー用 φ125mmステンレスダブルロックキャスタセット ↑ ④取付用ボルトセット が付属します。	1 個	4			ステンレス
4	X-ST21-007	ストレッチャー用 キャスタ取付用ステンレスボルトセット ↑ M6×40ボタンキャップボルト:1本、M6平ワッシャー:2枚、M6SW:2枚、M6袋ナット:1個	1 本	4			ステンレス
5	X-ST21-005	AL-UD用 キャスタケースキャップ	1 個	4			グレー
6	X-ST09-006	M8×15 ステンレスノブボルト ↑ ガートル棒収納部(ストレッチャー下面)の固定用	1 個	1			
7	X-ST09-007	M8×20 ステンレスノブボルト ↑ ガートル棒使用時(ストレッチャー前と後)の固定用	1 個	2			
10	X-PA01-101	6分用中栓 ↑ ステンレス一本物ガートル棒の下端キャップ	1 個	1			黒
8	X-ST09-008	ステンレス 一本物ガートル棒	1 本	1			⑩付
9	X-ST09-009	AL-SUDストレッチャー専用 マジック式固定ベルト(長短セット) ↑ 長:1500mm、短:1300mm 各1本のセット	1 個	1			
11	X-ST09-011	AL-SUDストレッチャー専用 オプション 枕	1 個	1			【オプション】
19	X-ST01-019	ALストレッチャー用 サイド穴埋めキャップ	1 個	4			グレー
20	X-ST01-020	ALストレッチャー用 長方形キャップ	1 個	2			グレー
21	X-ST09-021	ALストレッチャー用 ステンレスクランクハンドルセット ↑ 取付用のボルト類が含まれます。	1 本	1			MRI/SUD用
22	X-ST01-022	ALストレッチャー用 クランクハンドル グリップ ↑ 叩き込んで取り付けます。	1 個	1			
23	X-ST01-023	クランクハンドル 回転方向注意シール	1 枚	1			
注記							