



2019/8/7修正B

機種名／品名		ストレッチャー用 取扱説明書 / オプション				ページ	XTC- ST24B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST24-001	AL-UD用 ボンベ架 ↑ ②ノブボルト、固定プレート:4枚、M6ナット(ナイロソナット一種:4ヶ、ナイロソナット二種:2ヶ、三種ナット:2ヶ)が付属します。	1 個	1			TUDにも取付可
2	X-PA03-025	M8×30 ノブボルト	1 個	1			
3	X-ST24-003	AL-固定用 ボンベ架 ↑ ④ノブボルト、4.5mmトラスタップピンビス:4ヶ)が付属します。	1 個	1			樹脂製
4	X-PA03-026	M8×35 ノブボルト	1 個	1			樹脂製ボンベ架用
5	X-ST24-005	AL-UD用 カゴ ↑ ⑥結束バンド 300mm:6本が付属します。	1 個	1			TUDにも取付可
6	X-PA04-024	結束バンド 300mm	1 本	6			
9	X-PX01-006	一本物マジックベルト(ロング)	1 本	2			ストレッチャー用
11	X-ST24-011	ストレッチャー用 枕 ↑ シート色は標準:金茶となります。	1 個	1			
15	X-ST24-015	アルミ軽量ストレッチャー 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	1			
16	X-ST24-016	ボンベ架(ストレッチャー用) 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1 冊	1			
注記							