



(7)

機種名/品名		A式担架				ページ	XTC- ST34B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST34-001	A式担架1型用 グリップ部滑り止めゴムセット ↑ 固定用のピン、ボルトが付属します。	1	個	2		
3	X-ST34-003	A式担架1型用 4インチソリッドキャスト輪(ボルト付セット) ↑ 専用ボルト(M6×65ボタンキャップ)、カラー、平ワッシャー、ナットが付属します。	1	個	2		
5	X-ST34-005	A式担架2型用 滑り止めゴム ↑ 杖先ゴム(φ19mm用)【B】(X-YH20-002)と共通です。	1	個	4		
7	X-PX01-007	一本物自動車ベルト	1	本	2		
9	X-ST34-009	A式担架 取扱説明書 ↑ ホームページのダウンロードサービス(無料)をご活用ください。	1	冊	1		
11	X-ST34-011	A式担架 シート張りバネセット ↑ 芯棒:2本、⑫引張りバネ:3本のセット	1	個	2		
12	X-ST34-012	A式担架 シート引張り張りバネ	1	個	6		
注記							