



(7)

機種名/品名		オムツ交換車 MO-2A/MO-2S				ページ	XTC- ST82B
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考
1	X-ST81-001	MO用 φ150mmダブルロックキャスタセット(軸φ19) ↑ 取付用ボルトセット(M6×15ボタンキャップ、M6平ワッシャー、M6SW)が付属します。	1	個	4		
2	X-ST81-002	MO用 L型バンパーセット ↑ L型バンパーゴムに、取付板、タッピンビスが付属します。	1	個	4		
3	X-ST81-003	MO用 丸型バンパーセット ↑ キャスタを外して取り付けます。	1	個	4		
6	X-ST82-006	MO-2用 ターボリン袋 ↑ MO-2A(アルミ)、MO-2S(ステンレス)共通です。	1	枚	2		
注記							