



⑦

機種名／品名		<b>オムツ交換車 MO-3A／MO-3S</b>				ページ	XTC- ST83B	
番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	標準納期	備考	
1	X-ST83-001	MO用 φ125mmダブルロックキャスタセット(軸φ19) ↑ 取付用ボルトセット(M6×15ボタンキャップ、M6平ワッシャー、M6SW)が付属します。	1	個	4			
2	X-ST81-002	MO用 L型バンパーセット ↑ L型バンパーゴムに、取付板、タッピンビスが付属します。	1	個	4			
3	X-ST81-003	MO用 丸型バンパーセット ↑ キャスタを外して取り付けます。	1	個	4			
4	X-ST83-004	MO-3S専用 丸型バンパー用カラー	1	個	4			
7	X-ST83-007	MO-3用 ターボリン袋 ↑ MO-3A(アルミ)、MO-3S(ステンレス)共通です。	1	枚	1			
注記								