

機種名/品名	ミニタックルブレーキ	区分	XTC-PB02
--------	------------	----	----------

ブレーキカバーの色は三種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。

- ・ミニタックルブレーキ: カバー水色 ・旧OSシリーズ用: カバー紺色(2014年廃盤になりました) ブレーキにぎりゴム④:
- ・ミニFBタックルブレーキ: カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ: カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)

④にぎりゴムは付属しません。

標準用 170mm のみ

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PB02-001L	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1 個	1		カバー長 170mm
1	X-PB02-001R	ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1 個	1		
1	X-PB02-021L	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1 個	1		カバー長 170mm
1	X-PB02-021R	ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1 個	1		
2	X-PB02-002	ミニタックル固定プレート	1 枚	2		
3	X-PB02-003	ミニタックル固定ボルト(2本セット)	1 個	2		2本セット
4	X-PB02-004	ミニタックルブレーキ用(にぎりゴム)黒	1 個	1		
4	X-PB02-024	ミニタックルブレーキ用(にぎりゴム)オレンジ	1 個	1		
5	X-PB02-005L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
5	X-PB02-005R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1 個	1		
5	X-PB02-025L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
5	X-PB02-025R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1 個	1		
5	X-PB02-105L	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
5	X-PB02-125L	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
5	X-PB02-125R	着脱用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ) (右)	1 個	1		にぎりゴム: オレンジ
5	X-PB02-105R	着脱用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ) (右)	1 個	1		にぎりゴム: オレンジ
6	X-PB02-006L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
6	X-PB02-006R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1 個	1		
6	X-PB02-026L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
6	X-PB02-026R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色) (右)	1 個	1		
7	X-PB02-007L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (左)	1 個	1		カバー長 95mm
7	X-PB02-007R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色) (右)	1 個	1		
9	X-PB02-009	ミニタックル用 10mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2		⑨が付属します
10	X-PB02-010	ミニタックル用 20mm幅出部品セット(ボルト2本付)	1 個	2		⑩が付属します

機種名/品名	ミニタックルブレーキ	区分	XTC-PB02
--------	------------	----	----------

ブレーキカバーの色は三種類、ブレーキにぎりゴムの色は二種類あります。ご使用機種をご確認ください。

- ・ミニタックルブレーキ:カバー水色 ・旧OSシリーズ用:カバー紺色(2014年廃盤になりました) ブレーキにぎりゴム④:
- ・ミニFBタックルブレーキ:カバー薄紫色 ・一部機種 タックルブレーキ:カバー黒色 黒またはオレンジ(橙)

④にぎりゴムは付属しません。

標準用 170mm のみ

※注意※
⑮ブレーキ棒のみ交換する場合

ブレーキ棒が曲がったりしている場合は、ブレーキ本体(内部)が破損している可能性があります。必ずブレーキ本体の破損が無いことを確認してください。

なお、外す際は接着剤が付いているため、根元(ボルト)を加熱すると外しやすくなります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
11	X-PB02-011	ミニタックル用 40mm幅出部品セット(※1付2本付)	1 個	2		⑮が付属します
12	X-PB02-012L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット(左)	1 個	1		にぎりゴム:黒 ※1付
12	X-PB02-012R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット(右)	1 個	1		にぎりゴム:黒 ※1付
12	X-PB02-022L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色)10mm幅出しセット(左)	1 個	1		にぎりゴム:黒 ※1付
12	X-PB02-022R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色)10mm幅出しセット(右)	1 個	1		にぎりゴム:黒 ※1付
12	X-PB02-112L	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット(左)	1 個	1		にぎりゴム:橙 ※1付
12	X-PB02-112R	跳ね上げ用ミニタックルブレーキ(カバー水色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット(右)	1 個	1		にぎりゴム:橙 ※1付
12	X-PB02-122L	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット(左)	1 個	1		にぎりゴム:橙 ※1付
12	X-PB02-122R	跳ね上げ用ミニFBタックルブレーキ(カバー薄紫色・にぎりオレンジ)10mm幅出しセット(右)	1 個	1		にぎりゴム:橙 ※1付
13	X-PB02-013L	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット(左)	1 個	1		
13	X-PB02-013R	幅狭用ミニタックルブレーキ(カバー水色)10mm幅出しセット(右)	1 個	1		
15	X-PB02-015	ミニタックル用 標準ブレーキ棒のみ(※1付)	1 本	2		170mm 用
16	X-PB02-016	ミニタックル固定ボルト 10mm幅出用(2本セット)	1 個	2		2本セット
17	X-PB02-017	ミニタックル固定ボルト 20mm幅出用(2本セット)	1 個	2		2本セット
18	X-PB02-018	ミニタックル固定ボルト 40mm幅出用(2本セット)	1 個	2		2本セット
19	X-PB02-019	ミニタックル用 15mm幅出部品セット(※1付2本付)	1 個	2		⑮が付属します
20	X-PB02-020	ミニタックル固定ボルト 15mm幅出用(2本セット)	1 個	2		2本セット