

機種名/品名	車輪 説明	区分	XTC-PD01
--------	-------	----	----------


<説明> ※別紙補足説明あり (XTC-PD01参照)

車輪のハブには、大きく分けて下記の二種類があります。
 車輪のスポーク本数により、20ホール、28ホール、36ホールがあります。
 ドラムハブには、車いす本体フレームへの固定方法違いがあります。(下図参照)
 スポークは車輪サイズ、種類により長さが異なります。



◎ 車輪ご注文時には
 ①、②、③が付属します。
 ● ワイヤご注文時
 には、④が付属します。

ドラムハブ固定方法の種類 (一部機種は専用品を使用しているため、ここには掲載していません)



番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PB04-006	六角ワイヤアジャスタ	1 個	2		
2	X-PB04-007	ドラム用パネ	1 本	2		
3	X-PB04-008	丸頭ワイヤ止め(ダム)	1 個	2		
4	X-PB04-009	ワイヤ先端アヒ管	1 個	2		
6	X-PD01-006	ドラム(タイプ 2B-B)用固定金具セット	1 個	2		2B-B、2N-B共用です。
7	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1 個	2		
8	X-PD01-008	ドラム(タイプ 3A)用固定金具セット	1 個	2		3A、3N共用です。
9	X-PD01-009	車輪幅出しカラー6mm	1 個	2		