

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
1	X-PD10-021R-2NB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B (右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121L-2NBHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B ハンドリム(左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-001	20×1-3/8 車輪完成(爪間25mm)	1本	2		
1	X-PD10-001-HB	20×1-3/8 車輪完成(爪間25mm)ハンドリム	1本	2		
1	X-PD10-101	20×1-3/8 車輪完成(爪間20mm)	1本	2		
1	X-PD10-101-HB	20×1-3/8 車輪完成(爪間20mm) ハンドリム	1本	2		
1	X-PD10-021L-2NB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B (左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021L-3N	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 3N (左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021R-3N	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 3N (右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021L-2NBHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B ハンドリム(左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021R-2NBHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 2N-B ハンドリム(右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021L-3NHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 3N ハンドリム(左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-021R-3NHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間25mm) タイプ 3N ハンドリム(右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121L-2NB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B (左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121R-2NB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B (右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121L-3N	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 3N (左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121R-3N	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 3N (右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121R-2NBHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 2N-B ハンドリム(右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121L-3NHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 3N ハンドリム(左)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
1	X-PD10-121R-3NHB	20×1-3/8 トム車輪完成(爪間20mm) タイプ 3N ハンドリム(右)	1本	1		クイック無。ドラム固定方法は【P
2	X-PD10-002	20×1-3/8 タイヤのみ	1本	2		
3	---	20×1-3/8 軸のみ	--	-		設定無
4	X-PD10-004	20×1-3/8 フラワーのみ	1本	2		
5	X-PD10-005	20×1-3/8 軸+フレイム	1本	2		③、④のセット


機種名/品名

20\*1-3/8 車輪

区分

XTC-PD10

2019年12月頃～  
ドラムブレーキの仕様が  
変更となります。(互換性あり)  
タイプ【2B-A】【2B-B】⇒タイプ【2N-B】  
タイプ【3A】⇒タイプ【3N】へ統合



爪間のご指定、または、機種名をお知らせください。  
ハンドリム爪間のご指定が無い場合は、25mmとさせていただきます。

※ 図は参考のため、スポーク数、スポークの張り方等は現物と異なる場合があります。

番号	品番	品名	注文単位	一台使用数	見積価格	備考
5	X-PD10-095	20×1-3/8 フリフ+フリップセット 虫ジム	1本	2		③、④のセット
6	X-PD10-006	20×1-3/8 タイヤ+フリフ+フリップセット	1本	2		②、③、④のセット
6	X-PD10-096	20×1-3/8 タイヤ+フリフ+フリップセット 虫ジム	1本	2		②、③、④のセット
7	X-PD02-007	パルキヤグ(青)	1個	2		
8	X-PD02-008	パルキヤグ(黒)	1個	2		
9	---	トップナット	--	-		セットでの販売となります
10	X-PD02-010	スパーパルキ	1個	2		⑦キヤグ(青)付
11	X-PD02-011	虫ジムパルキ	1個	2		⑧キヤグ(黒)付
12	---	リムナット	--	-		セットでの販売となります
13	X-PD02-013	スパーパルキセット	1個	2		⑦、⑧、⑩、⑫のセット
14	X-PD02-014	虫ジムパルキセット	1個	2		⑧、⑨、⑪、⑬のセット
15	X-PD01-007	車輪固定ナットセット	1個	2		
17	X-PD09-017	20インチ爪間20mm 樹脂ハットリム	1本	2		⑬付
17	X-PD09-027	20インチ爪間25mm 樹脂ハットリム	1本	2		⑬付
18	X-PD08-018	樹脂ハットリム用ボルトセット(4本セット)	1個	2		